

# 弹力创口贴 浙江仁康质量为本 批发弹力创口贴

产品名称	弹力创口贴 浙江仁康质量为本 批发弹力创口贴
公司名称	浙江仁康医药用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市稠江街道经济开发区三期
联系电话	15868903725

## 产品详情

浙江仁康医药用品有限公司生产【普通型创口贴】、【透气创口贴】、【弹力创口贴】、【卡通创口贴】等邦牌创口贴。实力厂家，品类齐全，供您选择！

注意观察伤口变化。使用创口贴后，还要注意观察伤口变化情况，定期更换，防止伤口化脓。如贴上后伤口疼痛加重，或有分泌物渗出，应及时打开检查。若发现伤口有渗液等现象，应停止使用创口贴，并及时去医院诊治。

浙江仁康用品有限公司是创口贴、胶带、贴、创口贴基材等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

仁康与您分享（不含药）类产品6864I/II由涂有压敏胶等粘胶剂的聚氨酯复合膜或无纺布等制成。依据作用部位及范围划分类别。如用于手术切口及留置动、静脉导管时贴敷皮肤用，婴儿肚脐口创口保护等，作为 类器械管理；如用于浅表性小创伤、擦伤等的贴敷，作为 类器械管理。

浙江仁康用品有限公司本着“客户至上，诚信至上”的原则，热诚欢迎各界朋友来电咨询、洽谈！

浙江仁康有限公司生产创口贴、医用胶带、压敏胶带等产品，欢迎来电咨询！实现双赢！

创口贴使用守则

- 1、创伤严重、伤口有污染者，应到医院进行。在对伤口进行清创处理以前，不可使用。
- 2、深而窄的伤口，如铁钉、刀尖扎伤等，不能用创口贴包扎。止血后应当使伤露，以伤口，如有必要应该在医生指导。
- 3、创面不干净或伤口内有异物时，不能直接用创口贴一贴了之，应先清创或取出异物后再做消毒和包扎。
- 4、水、火、后出现的溃烂、流黄水也不能用创口贴来贴，以防分泌物引流不畅而继发。
- 5、对皮肤轻度擦伤、仅有少量出血者不必使用，用碘酒或乙醇涂一下，就能起到预防的作用。如果不放心，可以再用紫薄薄地涂敷一层。
- 6、已污染或的伤口，创面有分泌物或脓液的伤口也不能使用创口贴。
- 7、新式的创口贴一般在贴胶上面都做了特殊处理，可以防止揭下来的时候撕裂伤口，如果怕撕下创口贴的时候伤口疼痛，可以用电吹风调至低温档，对着创口贴吹上30秒，就可以轻松撕下来。