

苏州艾贝欧 雾化灭菌器设备 安徽雾化灭菌器

产品名称	苏州艾贝欧 雾化灭菌器设备 安徽雾化灭菌器
公司名称	苏州艾贝欧生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市张家港市经济技术开发区（市高新技术创业服务中心）D幢511-512室
联系电话	17751196169 17751196169

产品详情

过氧化氢消毒器主要功能及其特点

- 1) 简单化，一键式操作；
- 2) 遥控远程启停，安全方便；
- 3) 全自动数据存储，数据Excel导出，方便后期查看；
- 4) 提供3个记忆模式，无需设定参数，开放三种模式，设备用于特殊环境消毒，比如走廊；
- 5) 自动保存消毒记录，确保数据完整性；
- 6) 提供以太网口，雾化灭菌器设备，可供用户连接中控系统，可供用户二次开发。

过氧化氢消毒设备（涡流冲击）：

利用涡流冲击技术汽化过氧化氢溶液，形成纳米量级气溶胶，扩散范围广，接触时间长，杀菌效果明显；8%左右的低浓度过氧化氢，在达到6log灭菌率的同时对人体无害、绿色无污染，安徽雾化灭菌器，且对金属等物体基本无腐蚀。消毒方法上全部属于一类消毒，终末消毒，无需擦拭物表配合紫外空气，360度无死角。

过氧化氢消毒器：

按照相关法规要求，对所用过氧化氢消毒液小心搬运。只能由专业人员做这个工作（专业运输）。操作时必须佩戴防护手套和护目镜，避免过氧化氢液体飞溅到皮肤和眼睛上。

总之，始终保持对所用过氧化氢消毒液的安全知识。仪器管理员要做好所用过氧化氢消毒液和仪器零件的储存、处理工作。

警告：过氧化氢液体是强化学试剂，所以一定要注意以下几点：

- 不能吸入。
- 空间要有出入口，在无人条件下使用。
- 自然降解或者通风后才能进入。
- 仪器不能在高温环境下或者摆放在高温表面使用。
- 在仪器周围不许吸烟。

过氧化氢消毒器

消毒周期：每周2-3次消毒剂量为6ml/m³的消毒，雾化灭菌器厂家，每2周一次消毒剂量为10ml/m³的消毒，如生物实验室做实验或医院手术室使用后，需进行一次消毒剂量为10ml/m³的消毒。第一次使用时需要一些时间使内部管道内充满液体。

过氧化氢消毒器设备放置定位：

- 1、仪器定位选择要遵循下列规定：
- 2、仪器安装的位置空间要宽敞，所需消毒空间要在仪器范围之内。
- 3、空间中选择的位置要便于控制面板和加液等的操作。
- 4、仪器需要水平放置，避免倾斜。

苏州艾贝欧(图)-雾化灭菌器设备-安徽雾化灭菌器由苏州艾贝欧生物科技有限公司提供。苏州艾贝欧生物科技有限公司是从事“空间消毒器,消毒机器人,清扫吸尘机器人,商用机器人”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁先生。