

多功能超声清创机-糖足清创机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 多功能超声清创机-糖足清创机 |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

糖足手术清创设备。

型号：MUI-T8。

如何正确使用清创机足清创步骤。

足简介：

由于血管因素、神经因素和感染的共同作用，患者会导致足部和下肢组织的损伤和死亡，容易出现足部。局部溃疡是严重患者的常见症状。此时，需要进行伤口清创。足清创必须采取适当的方法，才能改善足部。

足部患者除了治疗原因外，还应注意清创，清创是感染、溃疡组织剥离，直到新组织暴露，清创是彻底的基本要求，彻底处理足部坏死组织和渗出，清创是一个细致的词，清创可以控制溃疡，足部可以生长新组织。此时，多功能清洗机可以完全解决上述问题。

如果血液供应不足，效果果不好。清创的前提是先改善供血，再积极清创。此外，还要积极处理感染。首先，溃疡部位应用生理盐水冲洗。如果溃疡严重，应切除某些溃疡组织，切除后用碘伏消毒，然后用药物敷在伤口上。清创是一件乏味的事情。足清创的详细步骤如下。

首先要改善患者局部血液供应，对下肢血管病变进行针对性治疗，提高血氧饱和度；

二是需要对坏死或颜色变化的部位进行详细或切除溃疡组织，直至健康组织再次生长。

第三，如果在清创过程中发现窦道，应使用清创机清理伤口，或用手术刀扩大，有助于排水和清创。

第四，在影像学的帮助下检查深层组织。如果溃疡在脚趾甲下，切除脚趾甲，直到暴露在溃疡的基底，切除伤口周围的老茧。

第五，要时刻注意伤口的恢复，上药包扎时要透气，

第六，多做运动，不要因为行动不便而长时间躺在床上。适当的活动更有利于伤口修复，增加个人体质。

超声清创机的治疗机制：

以上是足清创的详细步骤。足清创患病的地方必须彻底清理干净。首先，用生理盐水冲洗溃疡部位，用生理盐水快速有效地清洗多功能清洗机。其次，要切除溃疡部位，然后用碘伏消毒，在消毒后的伤口上敷药，重要的是时刻注意伤口的恢复，及时处理溃疡，直到新组织生长。

超声波发生器产生的电能通过治疗手柄中集成的高精度压电陶瓷片（PZT）转化为超声波频率的机械振动（25-50kHz）。通过低频超声波振动的钛合金手柄被放大。当手柄端面与人体组织接触时，产生空化效应（小气泡周期性内爆炸，瞬间产生高达数十兆帕甚至数百兆帕的压力），形成高速微射流。经过大量研究，发现该效应具有高效、深入的穿透杀菌和促进伤口愈合的特点。同时，富含胶原蛋白的细胞组织（如神经、血管、结缔组织等）不吸收超声波的频率，不会被破坏。超声波针对性清创杀死病毒细菌，保护正常组织，减少伤口面积，帮助伤口愈合，降低手术清创的难度，减轻患者的痛苦。