

FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调

产品名称	FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68085.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调公司说明-

福意联利用科技创新，精益求精，满足，不断创造出更加符合客户需要的制冷产品，为保障人们的食品卫生和提升人们的生活而不懈努力！产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、、生物制药、药房、制药厂、血站、站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调相关-

高龄泌尿科手术中低温护理的，探讨预防术中低体温的护理方法。方法将我科2013年1月至2014年10月收治的经腔镜高龄手术患者68例按随机数字表法分为两组，对照组采用传统外科手术护理，实验组采取加温输注液体及冲洗液、水循环变温毯保温等护理干预。观察两组患者体温变化及低温、寒颤的发生率。结果实验组各指标优于对照组，差异均具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。结论高龄患者术中采取保温措施，可减少低温及寒颤的发生，提高手术，值得推广。FYL-YS-280L医用恒温箱加温盐水冲洗液温度2-48 可调