

经颅磁刺激仪 小儿多动症辅助治疗

产品名称	经颅磁刺激仪 小儿多动症辅助治疗
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-100 产地:河南
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

经颅磁刺激仪 小儿多动症辅助治疗

它实际操作基本原理是把一绝缘层电磁线圈拍放置头发的相应位置，当电磁线圈含有明显的电流量根据时，便会造成相对应的脉冲磁场，电磁场无衰耗地通过头发和头骨并产生感应电流，因此抑止或推动神经元细胞的作用，从而引起膜片钳和功能性转变。当给与反复刺激性时，大家称作重复经颅磁刺激性，即rTMS。这儿讲的经颅磁的基本原理，也是一样的大道理。

仪器适应范围

小儿脑损伤一用于促进小儿脑损伤神经细胞的再生和脑组织神经细胞的发育

小儿注意力不集中，小儿脑瘫、抽动症、多动症、小儿自闭症、说话晚、智力低下、眨眼、肢体障碍、流口水、身体发育停、情结基躁感统失调、运动发育落后、脑、抽动狂等儿童发育期产生的各类脑科疾病

产品简介：商品是通过外壳、触摸显示屏、电子器件电脑主板、2个医治帽构成，每一个医治帽有9个单元体电磁场构成；少年儿童款是6个单元体电磁场构成。机器的万向轮是专门的医疗角轮，万向轮外型好看，一台机器上面有2个配戴锁轮作用，能坚固的固定不动机器不往返滚动。商品相对高度1.2米，显示屏28度歪斜，触摸显示屏实际操作时是视觉效果清楚的视角，符合规定的身体视觉传达设计；外壳是国家药品等级用的ABS材料；漆是汽车专用漆不变色、不掉色；触摸显示屏是国内一线品牌，工业型电阻触摸屏，电阻触摸屏灵巧高，触摸显示屏经久耐用可靠性强；电子器件电脑主板80%选用进口的零配件，电脑主板能在持续高温80度、超低温-10多度自然环境下正常运转，每一块电脑主板在入库前都是会开展严苛检验。

主机使用

1 连接端口

取出磁疗帽，对准主机两侧的输出通道接口，分别按压连接固定。

2 连接电源

取出电源线，将电源线连接至主机背面电源线接口，再接入电源。

3 屏幕开关

单击主机背面“电源开关”可关闭或开启屏幕，进入主机触摸屏。