

宁波真空管式炉

产品名称	宁波真空管式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:智能触摸屏 温度:1200度 加热原件:电阻丝
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

宁波真空管式炉，宁波管式炉，真空管式炉，管式炉

真空管式炉炉型结构简单，操作简便，便于控制，而且能实现连续生产，但是如果在使用时不能掌握正确的操作方法，那么就可能影响设备的工作效率以及工作质量。

使用真空管式炉的操作步骤应按照如下几步：

- 1、把热电偶通过偶孔插入，需要注意的是在热电偶和偶孔之间的缝隙要用石棉绳填塞，防止热量损失。
- 2、解开温度控制器的外壳，根据标准连接电源线、热电偶、电炉线以及安全开关线。因为控制器和电炉的中线是共用的，所以中线和相线不能接反了，还要注意热电偶连线的正反极也不能接反，否则的话仪表会不显示。
- 3、把真空管式炉温度指示仪的后端接线板上面的“短”和“短”直接的连线，调整到机械零点，如果使用补偿导线以及冷端补偿器的话，那么要把机械零位调整到基准温度点，在不能使用补偿导线的时候，则需要把机械零位调整到刻度零位，并且所指示的温度就是被测点和热电偶冷端的温度差。
- 4、在检查接线正确之后，盖上控制器的外壳，把温度指示仪的指针调到所需要的工作温度(也就是旋动指示仪面板下方的螺钉)，然后把电源接通，打开控制电源的开关，这个时候绿灯就亮了。继电器开始工作，真空管式炉通电，电流表就有读数出现，温度指示仪指针也会慢慢的上升，这就说明电炉和温度控制器都在正常的工作。
- 5、升温和定温分别是以红灯和绿灯表示的，红灯表示恒温，绿灯则表示升温。