

天驰干式液氮罐使用方法

产品名称	天驰干式液氮罐使用方法
公司名称	郑州市郑东新区顺和实验仪器经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天驰 型号:YDZ-15 产地:河南焦作
公司地址	郑州市郑东新区商务内环路10号9层904号（经营场所）
联系电话	15290867549

产品详情

天驰干式液氮罐使用方法

自增压液氮罐，自诞生以来充当着液氮罐中液体补充媒介，以及液氮周转运输容器，是液氮罐得以正常使用的重要伙伴。它的出现解决了液氮罐补充难题，让液氮充装变得更安全。刚接触自增压液氮罐的用户，可能会出现不知道怎么操作的情况，天驰就这个进行一下科普，告诉你需要掌握的自增压液氮罐使用方法。

我们按照进液、贮存、运输、输液的顺序来讲：

1.进液

即向自增压液氮罐内充液氮时，要先开启放空阀，将输液的金属软管接在进/排液阀上，之后，打开进/排液阀，正常充装液体，充液完毕后，关闭进/排液阀。

2.液位指示

如果液氮罐装有全视浮力液位计，通过观察透明显示器中的黄色指示环，就能掌握容器中的液面高低变化。

3.贮存

如果使用自增压液氮罐贮存液体介质，则需要关闭进/排液阀和增压阀，打开放空阀。

4.运输

当需要液氮罐运输液体时，各阀门开关应和贮存时一样。另外记得请将包装箱底座垫在容器座圈下，再用绳索将容器固定在汽车上，避免路途颠簸造成损失。

5.输液

即输出液体，需要按照（1）关放空阀、（2）开增压阀、（3）观察压力表的流程进行。

当压力上升到0.05MPa(0.5kg/cm²)时，打开排液阀，即可以连续输液。