

医用创口冲洗机-配套冲洗剂

产品名称	医用创口冲洗机-配套冲洗剂
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

医用创口冲洗机

伤口冲洗的重要性：被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，长可达两周以上才能进入末梢。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。外伤清洗机保养与维护1、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，有利于设备的长期运转及优化工作环境条件；2、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的**性；3、电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘，定期用压缩空气清理附着的灰尘；4、定期测试清洗机的绝缘性能，对于易老化电气组件定期检查，检查接地线，确保设备良好接地此项目须由具有经验的电工进行操作；5、定期测试电源，确认符合设备的电源电压要求，避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作；6、带有过滤装置的设备，定期更换过滤芯；7、带有传动机构的，应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂，定期更换减速机齿轮油，确保运动机件在良好润滑条件下工作。外伤清洗机功能结构1、根据外伤性质、创口形状、创面大小、深浅程度，有可产生不同水流形式的柱状、莲蓬、雾状、扁平、线状等五种清洗喷头可供选择。2、根据外伤种类、损伤等级、污染程度，选择水流喷淋形式及水压档位，可自动喷射压力-流量的水流。连续水流、或脉冲水流，操作者调控自如。3、能进行3种不同清洗药液使用中的无污染快速切换。4、所有喷置于清洗机一侧，每支喷均连接拉伸长度 1.5m的弹性螺旋水管，取用方便。5、喷同时位于机架上放置未用时，或未扣动时，电机及泵自动停止运行，节能。6、清洗药液液量不足时会自动停机保护，并提醒补充溶液。伤口冲洗机适用范围1、各类外伤、手术伤、感染伤口/创面，如多种新鲜污染的开发性软组织损伤、浅表感染伤口、化脓性伤口/创面，窦道、瘘道等。2、难愈合伤口：如糖尿病伤口、褥疮、性营养溃疡、外伤性溃疡等。3、软组织创伤、开放性骨折等。4、关节置换术，各种骨折固定术等创口。5、急救创伤清创。多功能清创机(医用伤口冲洗机)设备特点1、适台各种伤口的清创、对于急诊外伤，压力清创对各种大面积清创、急救、及各种术前术后的清创，清创迅速、清洗、视野清晰，从而提高手术质量，赢得宝贵时间。2、超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、营养溃疡、外伤性溃疡，并且防止伤口感染。3、超声波产生的空化效应能有效去除、坏死组织，正常组织无损害，促进正常组织生长，达到清创目的，使能迅速进入深层组织。4、给提供新的手段，减少医护人员的工作量，加快病床周转率，提高、科室效益。5、多功能清创机可降低成本、增加收入，缩短时间，为病人减轻负担、减少病痛，从而获得良好的社会效益和经济效益。6、甲类医保报销。