

医用外伤冲洗器设备-犬伤清创机、带耗材

产品名称	医用外伤冲洗器设备-犬伤清创机、带耗材
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗类 功能:高压脉冲冲洗 流量:连续可调
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬咬伤清创机-犬伤医用冲洗器

国家卫健委发布的《常见动物致伤诊疗规范（2021年版）》显示，我国每年约有4000万人被猫狗咬伤，常见动物致伤时有发生，引起社会较普遍关注。

夏季以来，犬咬伤等进入高发期，规范常见动物致伤诊断和治疗对于提高诊疗水平，促进患者身体康复和心理恢复具有重要意义。面对犬咬伤，该如何处理伤口呢？带着疑问我们一起学习一下吧。

犬咬伤后伤口处理

对于有活动性出血的伤口应给予直接压迫止血，并应在伤口远端区域进行神经血管评估。深至重要结构的伤口应作为严重穿透伤处理。

伤口的处理不仅有利于重要解剖结构及功能恢复，同时是预防伤口感染，预防破伤风、狂犬病的重要措施，临床必须给与伤口处置足够的重视，避免不必要的并发症的出现。

治疗机理

快速脉动压力清创选用安全水压将产生出脉冲压力水,使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现,冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力,将使夹杂在创面的污染物松动并被水流带走。

通过冲洗液的多种物理联合作用可清洗创面的异物,这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面,大大提高清创的速度和洁净度。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式,大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦,大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短,深度伤口也可得到清洗,避免发生二次污染,固体杂物和液体污物一同被

清洗,冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

这种清创方式工作可使创面清理更加彻底、快速。有效除菌率98%以上,可有效缩短伤口愈合周期40%。该功能清创机在医院临床清创应用中是具有安全性、有效性和适宜性的。

犬咬伤清创适用范围：

适用科室广泛，医院需求量大，不管是技术参数还是临床效果都是国际化水平。清创设备品牌。例如：犬伤门诊，急诊，换药室，疾控中心等。

犬咬伤清洗机适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等，利用肥皂水（弱碱性溶液）加生理盐水即可清理，可以快速有效清洗创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量，预防狂犬病。

伤口冲洗的重要性：

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。