

FuJinon富士 EB-207S 电子气管镜图像模糊维修厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | FuJinon富士 EB-207S 电子气管镜图像模糊维修厂家 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:FuJinon富士 型号:EB-207S 类别:电子气管镜 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

FUJINON 富士支气管镜维修更换

广州云启医疗设备有限公司拥有专用的进口维修设备和维修工具，能够维修各种品牌和各种型号的进口内窥镜；以及进口内窥镜主机、器械等。维修的内窥镜可达到进口的技术标准；经我司维修的镜子视野宽阔，图像清晰，无鱼眼现象，已获得众多医院及用户的好评。我们秉承“、诚心、诚信”的宗旨全心全意为客户提供服务

绍兴市某人民医院，PENTAXFCN-15X纤维胆道镜，检测结果：视野有水珠，导光部锥形套老化；服务方案：更换像束、光束、钢丝组件、插入管、钳子管、橡皮、锥形套，服务周期：15个工作日。

张家港市某医院OLYMPUSGIF-XQ240电子胃镜，检测结果：插入管老化发黄有咬痕、角度不够、光束暗、导光管漏水、无喷嘴。服务方案：更换插入管、钢丝组件、钳子管、光束、导光管、喷嘴、橡皮（由于镜子进水、CCD存在隐患，不在保证范围），服务周期：7个工作日

内镜存放的环境要求

内镜对气压的要求是70-106kPa，平原地区无需做任何处理，而高原地区就需要进行放气操作，但也只需安装时操作，将内外气压导通达到平衡即可。

维修案例：

设备名称：OLYMPUSBF-30支气管镜

检测故障：插入管咬扁、黑点四十多个、钳子管咬扁、橡皮漏水插入管咬扁、黑点四十多个、钳子管咬扁、橡皮漏水

维修方案：：更换像束、光束、钳子管、弯曲管钢丝组件、螺旋管、橡皮

维修周期：10个工作日

保修周期：3个月

的技术水平、成熟的维修团队、先进的维修设备

进口配件、原厂品质，专做高品质维修

广州云启医疗设备有限公司公司一直秉承着“ 的技术、合理的价格、高效优质的质量、完善的保修服务”理念，确保每一个维修品都达到高标准，让每一位客户满意，目前高品质的维修已得到各地代理商和医院的一致好评与认可。我们的目标是以“ 优质的质量，高效的服务，合理的价格”来回馈广大尊贵的客户。我们希望通过我们的努力能在同行业中做到好，能与广大的客户建立持久良好的合作关系。

OLYMPUS软镜旋钮漏水故障分析及维修

以下是旋钮拆卸的步骤：

- 1.用小号一字螺丝刀将小旋钮固定锁上的橡皮环轻轻挑出来，橡皮环内对应紧固螺丝位有黑胶粘住，拆卸时注意不要损坏。
- 2.拧松锁上的三个固定一字螺丝，卸下小旋钮帽。
- 3.用尖嘴钳拆卸两个小螺丝帽。
- 4.用镊子夹起圆形铜片和两块限位铜片。
- 5.继续夹起两块齿轮锁片。
- 6.顺时针拧松小旋钮固定锁盘。
- 7.用一字螺丝刀挑起小旋钮密封环，密封环内外各有一个O型圈，小旋钮漏水就是更换里面的那个O型圈。
- 8.挑起大圆片，拆卸两粒十字螺丝。
- 9.挑起小圆片，推出中轴卡位垫片。
- 10.用力往上拔出小旋钮方向把手。
- 11.用力拔出大旋钮方向把手，把手内孔也有一个O型圈，大旋钮漏水就是更换该O型圈。

维修案例一：

设备名称：OLYMPUSBF-240支气管镜

检测故障：不能正常工作橡皮漏，钳子管漏

维修方案：更换橡皮，钳子管，调整角度

维修周期：7个工作日

维修案例二：

设备名称：OLYMPUSLF-DP支气管镜

检测故障：钢丝断。钢丝断。

维修方案：更换钢丝。

维修周期：6个工作日