

消化科改善型胃肠功能治疗仪-欢迎咨询

产品名称	消化科改善型胃肠功能治疗仪-欢迎咨询
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

数字音乐肠胃理疗仪 型号规格：CGP-II 数字音乐肠胃理疗仪作为国内选用歌曲电做为起搏信号的功率肠胃功能理疗仪，运用类正弦信号与音乐数据信号的升级累加，模拟出接近正常的人体的胃电生理信号。用该复合型数据信号开展可以快速创建“追随—串联谐振”效用，使肠胃电规律有所改善。一般中低频信号因为工作频率单一透过能力差，难以影响到了起搏点做到肠胃起搏的作用。“肠胃起搏”类似心脏起搏是学界公认治疗胃肠功能性疾病的有效途径。此方法有别于“神经肌肉刺激性”、“透药”、“红外检测疗”、“磁疗”、“按摩推拿”等物理学疗

治疗法可能对一些病症明显改善但无法从源头上更改肠胃电规律，做到完全医治的效果。对于歌曲电起搏信号的功率特性，产品研发并申请了肠胃起搏电极。该电极中导电性黏胶成分为高分子材料纳米复合材料与中低频治疗仪、透药理疗仪等所采用的电极贴片成分有不同之处。应用会让起搏数据信号造成损耗和影响，可能有副作用。数字音乐肠胃理疗仪怎样进行医治？

1.肠胃起搏（图上双黄线表明）将起搏电极贴于胃起搏点在表皮的投射位子（正级对于胸骨与肚脐眼连线中心点，往右边旁开2-4cm处；负级对于中心点向左旁开3-5cm再往上1cm处）。

2.穴位刺激（图上蓝线表明）

将穴位刺激电极贴与两脚足三里穴位处（该穴道为肠胃功能的主控芯片穴道），也可以贴到内关穴。

3.音乐治疗（图上黑条表明）4.每一次医治20-40min，每天两次，7天为一个疗程。

使用方便，不用护理人员随同！功用及特性

服务器装有10英尺高像素触碰液晶屏，一体式设计方案挪动便捷。

五颜六色页面触碰操纵,可表明医治主要参数(如:时长、方式、工作频率、抗压强度等)。

默认参数设定,使用方便可快速入门。三通道导出,可同步进行肠胃起搏、穴位刺激与音乐治疗。

内嵌TF卡与USB接口,客户可以自行拆换TF卡上边的曲子。

治疗中可以通过手机耳机聆听音乐，体会刺激性与音乐的关联转变。

专用型表皮肠胃起搏电极,药监局办理备案耗品安全性实效性高。易耗配件二倍配备,客户更安心。

数字音乐肠胃理疗仪商品应用领域：