

雾化消毒器销售 雾化消毒器 艾贝欧生物科技公司

产品名称	雾化消毒器销售 雾化消毒器 艾贝欧生物科技公司
公司名称	苏州艾贝欧生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市张家港市经济技术开发区（市高新技术创业服务中心）D幢511-512室
联系电话	17751196169 17751196169

产品详情

过氧化氢消毒器设备放置定位：

- 1、仪器定位选择要遵循下列规定：
- 2、仪器安装的位置空间要宽敞，所需消毒空间要在仪器范围之内。
- 3、空间中选择的位置要便于控制面板和加液等的操作。
- 4、仪器需要水平放置，避免倾斜。
- 5、确保仪器在安全有效距离内，距离天花板大于1.5m。
- 6、不要遮挡仪器。
- 7、喷射指向一个空旷的位置。
- 8、仪器主要用于内部环境消毒，否则在室外是需要采取充分的密闭措施。

过氧化氢消毒器如何预防机械损伤

为了避免人员伤害等，雾化消毒器销售，请遵守下列几项原则：

拆装设备前，必须断开电源。

未安装好各盖板面前不得启动设备。

在触摸设备前，必须先检查设备表面的温度，以防烫伤。

过氧化氢消毒液有一定的化学作用，对人员的眼睛和皮肤有极大的危害，操作时必须佩戴好防护眼罩和手套。

公司研制的过氧化氢气体消毒灭菌设备，雾化消毒器，具有消毒时间短，消毒剂用量少、浓度低，杀菌效果显著的特点。

过氧化氢消毒器的消毒过程阶段：

保持阶段：消毒一般需要环境保持至少60min，雾化消毒器价格，一些较难杀灭的微生物如芽孢一般需要环境保持90min以上才能有效杀灭，故此在喷射和扩散之后需要一定的静置保持时间使过氧化氢充分杀死环境中的微生物。保持阶段过后一般环境中的过氧化氢PPM值在20左右。

过氧化氢消毒器设备放置定位：

- 1、仪器定位选择要遵循下列规定：
- 2、仪器安装的位置空间要宽敞，所需消毒空间要在仪器范围之内。
- 3、空间中选择的位置要便于控制面板和加液等的操作。
- 4、仪器需要水平放置，避免倾斜。
- 5、确保仪器在安全有效距离内，距离天花板大于1.5m。
- 6、不要遮挡仪器。

雾化消毒器销售-雾化消毒器-艾贝欧生物科技公司由苏州艾贝欧生物科技有限公司提供。苏州艾贝欧生物科技有限公司为客户提供“空间消毒器,消毒机器人,清扫吸尘机器人,商用机器人”等业务，公司拥有“空间消毒器,消毒机器人,清扫吸尘机器人,商用机器人”等品牌，专注于消毒产品等行业。，在江苏省苏州市张家港市经济技术开发区（市高新技术创业服务中心）D幢511-512室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁先生。