

4.型号小号系列（身高160cm以下使用）、中号系列（身高158-168cm使用）、大号系列（身高165cm以上）使用

5.安全架：小号、中号及大号均可配304不锈钢分娩架（安全架）

6.品牌：湖南中伦

7.产地：长沙

湖南中伦花生分娩球是一种充气球，形状像一个巨大的花生。在分娩期间使用湖南中伦花生分娩球来尝试缩短产程。与产妇通常坐在或靠在上方的圆形分娩球不同，湖南中伦花生分娩球通常在您躺下时使用。如果产妇正在接受硬膜外麻醉、有妊娠并发症并且必须卧床，或者只是感到疲倦，这将使其成为一个不错的选择。产妇把腿绕

在湖南中伦花生分娩球的狭窄中心。这会打开产妇的骨盆，并可能帮助宝宝进入正确的位置并更轻松地出来。

1.湖南中伦花生分娩球有啥作用？

1.1减轻疼痛：使用花生球有助于她们休息和放松。帮助宝宝就位进行分娩。花生球使骨盆变宽，这可能会鼓励处于朝上位置的婴儿旋转面朝下，从而使分娩过程更容易。

1.2减少疲劳：使用花生球有助于她们休息和放松。帮助宝宝就位进行分娩。花生球使骨盆变宽，这可能会鼓励处于朝上位置的婴儿旋转面朝下，从而使分娩过程更容易。

2.如何使用花生球？产妇在躺下或坐在床上时使用花生球，约每30到45分钟一次，更换一次姿势。以下是一些常见的花生球姿势：

2.1侧卧：双腿略微弯曲，将花生球的狭窄中心放在大腿之间。看起来像蹲着，但躺着。

2.2抱膝姿势：这类似于侧卧姿势，将膝盖靠近胸部，以获得更深的下蹲姿势，从而进一步打开您的骨盆。

2.3半坐弓步：背部支撑并处于半坐姿，将一条腿放在球的狭窄中间，另一条腿放在球的顶端下方。花生球一旦到位，就可以向上推向您的臀部。护士可能会在球下面放一条毛巾来稳定它。产妇也可以换边来改变位置。

2.4前倾：跪着面对床头，将上半身靠在花生球的狭窄中间。这在床头抬起时效果**。

2.5后倾：双手和膝盖面对床头，将一只弯曲的腿放在花生球上。20到30分钟后换边。

2.6推动姿势：这个姿势类似于侧卧姿势，但将小腿放在球的长度上。这个位置可以用来帮助在推举之间休息。

????????????????50%????25%????????40%????????30%?