

环宇不锈钢反应釜 长春不锈钢反应釜生产商

产品名称	环宇不锈钢反应釜 长春不锈钢反应釜生产商
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

?不锈钢反应釜操作注意事项

不锈钢反应釜操作注意事项

- 一、严格执行工艺操作规程，密切注意实验室反应内釜温度和压力以及实验室反应内釜夹套压力，严禁超温和超压。
- 二、反应过程中，应做到巡回检查，高压不锈钢反应釜生产商，发现问题，应及时处理。
- 三、若发生超温现象，立即用水降温。降温后的温度应符合工艺要求。

威海环宇化机生产各类不锈钢反应釜，高压反应釜，磁力反应釜，中试反应釜及实验室反应釜。产品主要销往化工类高校及工厂。

?不锈钢反应釜试车及操作前准备

不锈钢反应釜试车及操作前准备：

不锈钢反应釜机器安装后首先进行清理、去污及擦拭防锈油脂。检查各润滑点，注入润滑油（脂）。

开车前检查三角皮带涨紧程度，通过调节螺栓将电机移至适当位置。

检查紧固件是否松动，管道是否泄露，电路及电器设备是否安全。一定要有接地装置。

试车前作10-15分钟空运转，确认机器运转正常后再投入生产。通常新机齿轮（含减速机）初期使用时噪声较大，待走合一段时间自然减小。

使用蒸汽加热时，实验用不锈钢反应釜生产商，进管道处应装有安全阀及压力表，蒸汽压力不得超过标牌知识的拌缸使用压力要求。

不要反转。

实验室不锈钢反应釜的安装及试用：

实验室不锈钢反应釜应安装在符合防爆要求的高压操作室内，在装备多台反应釜时，应分开放置，每两台之间应用安全的防爆墙隔开，每间操作室均应有通向室外的通道和出口，当实验室不锈钢反应釜存在介质时应保证设备地通风良好。

实验室不锈钢反应釜设备安装好后，通入一定量的氮气保压30分钟，长春不锈钢反应釜生产商，检查有无泄漏，如发现有泄漏请用肥皂沫查找管路、管口泄漏点，找出后放掉气体拧紧，再次通入氮气保压试验，确保实验室反应釜无泄漏后开始正常工作。

环宇不锈钢反应釜-长春不锈钢反应釜生产商由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司是从事“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销售,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董国峰。同时本公司还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。