

# 小型薄膜双拉仪生产厂家 双拉仪 广州普同

产品名称	小型薄膜双拉仪生产厂家 双拉仪 广州普同
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

广州普同薄膜双向拉伸仪故障及处理方法：

- 1、当双向拉伸仪出现温度偏差大的故障现象，可能导致此现象的原因是温度控制参数设置不当，这时可采取的处理方法是修改吹风量百分比；
- 2、当双向拉伸仪在运行时，传动出现异响的故障现象，可能导致此现象的原因有两种，分别是锁紧螺母松动或传动件没有润滑，可采取的处理方法有手动锁紧螺母或添加高温润滑油；

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

- 3、当双向拉伸仪的扭矩过大时，双拉仪工作原理，可能导致这一故障现象的原因也有两种，分别是传动部件有异物或者是传动件没有润滑，处理方法有及时清理干净传动部件的异物和添加高温润滑油；
- 4、双向拉伸仪在运行过程中出现烘箱温度过高的情况时，可能的原因是加热设置温度过高或吹风量过大，相应处理方法有降低设置温度和调小吹风百分比；

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

5、在使用广州普同/POTOP的薄膜双向拉伸仪做薄膜拉伸实验时，出现薄膜未能拉伸展开的情况时，可能的原因有两个，分别是温度未达到和温度过高导致薄膜样片硬化，处理的方法是在做实验时，阶梯式调高温度和阶梯式调低温度。

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

广州普同薄膜双向拉伸仪软件操作教程：

1、通电开机，通电一分钟以内，显示屏会出现初始化界面，如未能显示初始化界面，检查电源是否连接或者连接是否可靠；初始界面显示广州市普同实验分析仪器有限公司中英文名、设备名称以及功能选择按键区，当前界面是，小型薄膜双拉仪生产厂家，响应的按键点亮为黄色；

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

操作者可以根据需求选择功能按键，进入操作界面，双拉仪，操作界面分为三部分，分别是温度控制、拉伸轴控制以及其他控制，温度控制分别显示两个风箱区的进风口、出风口和红外传感器的实际温度和设定温度。

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

设置好实验温度以及拉伸轴参数后，双拉仪主要应用方面，点击开始按钮，即可开始实验，实验全部数据以及动态画面都可在配置的观测电脑屏幕上实时观测得到。

广州普同实验分析仪器有限公司双拉仪

广州普同的薄膜双向拉伸仪在测试之前，需要检查所有的测试参数是否正确设置或显示

- 1、打开电源、水源等开关并旋开急停按钮；
- 2、开启主机加热及风冷系统，当烘箱和铰头的温度达到设定值才开始拉伸薄膜；

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

如果运行中发现不正常现象如异常声响等，必须立即停机检查，直至查明原因并排出后方可继续开机；

建议在初始阶段设置较低温度再根据薄膜拉伸情况调整温度，直至薄膜拉伸逐渐均匀。

广州市普同实验分析仪器有限公司双拉仪

在运行广州普同的薄膜双向拉伸仪的时候，一旦发生故障，必须立刻按下急停按钮以确保操作人的人身安全。

小型薄膜双拉仪生产厂家-双拉仪-广州普同由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分析仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是

商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！