

康斯特浮标氧气吸入检定装置 德众兴邦有限责任公司

产品名称	康斯特浮标氧气吸入检定装置 德众兴邦有限责任公司
公司名称	北京德众兴邦科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028
联系电话	13810695796 13810695796

产品详情

氧气吸入器使用前必读

氧气瓶与明火距离应该不小于10米，不得靠近热源，不得受日光暴晒，宜存放在干燥阴凉处。气瓶不得撞击，冬季使用时防止静电。氧气瓶嘴、吸入器、压力表、及接口螺纹严禁沾有（染）油脂。氧气瓶在运输或装卸时，要关紧瓶阀，拧紧帽盖，轻移轻放，不得碰撞滑滚，抛甩坠落。供氧器在移动、停放、使用过程中，康斯特浮标氧气吸入检定装置哪家好，请注意瓶体和阀门的保护。

防止气瓶倾倒，以免造成附件的损坏。使用中如发现漏气，康斯特浮标氧气吸入检定装置报价，请立即关闭气瓶阀门。安装前务必要检查接口内是否有异物、灰尘、油（脂）污物等，与氧气接触的零件不得沾染油污，使用这些零件前必须进行脱油脱脂处理。

氧气吸入器的检定

浮标式氧气吸入器主要是用于抢救人作氧气吸入作用，主要结构由流量调节和减压器两部分组成。现在医院提供吸氧方式主要有两种：一种是氧气瓶吸氧，一种是墙壁管道吸氧，所用浮标式氧气吸入器一种是带氧气表减压器和流量计潮化瓶的，一种是只带流量计潮化瓶的，工作原理是瓶中(氧源)的氧气通过减压器的减压作用，由原来的高压氧气变为低压氧气。

氧气吸入器的安装

1、冲氧。去氧气厂、充气站、个人或部分医院充氧气。一般冲到12(MPa)个压力基本充满

- 2、小推车安装。将小推车安装好并将氧气瓶放置妥当，紧固好，严禁剧烈震动
- 3、氧气吸入器安装。与气瓶连接螺母应用扳手拧紧，防止漏气。注意：安装前务必要检查接口内是否有异物、灰尘、油（脂）污物等存在安全隐患的因素
- 4、使用阀门。打开时身体不得正对瓶口，应站在侧面缓慢转动氧气瓶上的阀门旋钮，康斯特浮标氧气吸入检定装置，慢慢打开，严禁急开急关
- 5、流量控制阀。打开瓶体阀门后再缓慢打开流量控制阀，康斯特浮标氧气吸入检定装置多少钱，并根据自身情况调节流量大小，一般情况流量调在2-3刻度左右时，人体吸氧较为舒适
- 6、吸氧。可遵循医嘱，或根据自身情况每天吸氧0.5-1小时左右

康斯特浮标氧气吸入检定装置报价-德众兴邦有限责任公司由北京德众兴邦科技有限责任公司提供。北京德众兴邦科技有限责任公司是一家从事“热工仪表、计量仪表标准计量检测设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北京德众兴邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京德众兴邦在压力仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！