

广东西山颅脑钻维修在线咨询“本信息长期有效”

产品名称	广东西山颅脑钻维修在线咨询“本信息长期有效”
公司名称	广州汇益医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路11号明汇科创社区A1栋205
联系电话	13660543630 13660543630

产品详情

常见故障：卡死，无法转动，电机故障；

维修方案：更换电机；

故障：无法转动，电机坏；

维修方案：更换电机；

故障：能转动，高速转发烫，电机故障，

维修方案：更换电机，

故障：无法转动，线缆坏。马达时转时不转，马达老化。

方案：更换马达，更换线缆。

故障：线缆接头坏，无法转动，马达坏。

方案：更换马达，维修接头；

广州汇益是负责动力系统的维修服务。

天津希翼动力系统维修【广州汇益】注意事项有哪些？1.选择开颅钻时应先将增力器与手机对接，而后再将开颅钻与增力器对接。安装开颅钻时，西山颅脑钻维修报价，将拉套后拉与增力器输出轴对接并插入，转动开颅钻，使开口对正插接到位，松开拉套，此时检查开颅钻应能不能(能否)拔出。

2.以增力器为例，首先使增力器处于状态。此时将增力器插入手机接口处，使其接口突出部位与手持动力手柄接口槽互相接插，到位后转动增力器旋套使其处于锁定状态拆卸时拔下即可。其它工作头的安装方法与此相同。

天津希翼动力系统维修【广州汇益】铣刀的装卸:先将开颅铣锁紧套拧开，然后拿下铣刀架，手握住铣刀针，将铣刀针伸进铣刀架子内，后将组装好的铣刀架装在开颅铣上，然后将锁紧套锁紧即拆卸用相应的方式即可

天津希翼动力系统维修【广州汇益】磨钻刀具的装卸:左手持钻柄，可用姆指和食指握住拉套轻轻向下拉，然后用右手将磨头插入，松开拉套即。反之则可卸下磨头；

广东西山颅脑钻维修报价在线咨询“本信息长期有效”由广州汇益医疗设备维修有限公司提供。广州汇益医疗设备维修有限公司是从事“动力系统,摄像系统,超声乳化仪,超声换能器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄兰明。