

MUI-T8S多用途超声波清创手术机功能介绍

产品名称	MUI-T8S多用途超声波清创手术机功能介绍
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:二类治疗改善 功能:超声、脉冲、控温、图文 应用领域:急创、慢创治疗修复
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

MUI-T8S多功能超音波清创手术机具有基本三大功能：

1、超声波清创手术机是利用40khz的超声波起伏输出功率所形成的空化效应去除创口中的破溃组织和污垢（该空化效应会在一部分导致很高的气泡压力和微高压水射流），该效应不会对身体健康组织造成危害。

超声波清创手术（多功能清创手术机功效一）对感染伤口，慢性难愈合伤口处理预期效果十分明显。

超声波清创手术所形成的空化效应能有效去除病原菌、病菌、坏死组织、对正常组织无伤害，不碰痘患从而达到无痛清创手术目的。

清创手术环节上不易危害伤口附近神经系统和毛细血管，对正常组织以及再造组织细胞无损伤没有不良反应。

能激活胶原纤维，促进纤维蛋白层形成，改善伤口生态环境，淡疤。

清创手术时根据伤口面深浅，适当调整数控刀具与伤口清创面间的距离，也可达到一般清创手术器械不到位置，进行彻底清创手术。此外可是药物能迅速进入多方面组织，并且能促进发育，加速愈合。

2、压力清创手术（多功能清创手术机功效二）选用56kpa安全工作压力，应用单脉冲水流的一瞬间压力变化促进肌纤维等组织中的污垢非常容易被冲跑。

压力清创手术主要适用于规模性创伤。救治、以及各类术前、手术后的清创手术，清创手术迅速、清除彻底、视野清晰、从而提升手术医治质量，得到抢救时间。

3、连续或间断地负压吸引（多功能清创手术机功效三）能缓解质间水肿，清除过多伤口渗液，减少感染，保持工作环境清理。

独有的负压力回收再利用、液位显示器检验、液位报警，液位显示器卡紧功效，防止污水外流。

MUI-T8S多功能超音波清创手术机具有基本两个附加功能：

液态温度控制，避免液态温度低，部分清创手术导致疼痛感，升温温度控制范畴25-35度

文图工作平台，储存清创记录，用以学术研究培训交流

清创术就是利用手术方式处理空气污染新鲜创口，清创术需要在伤后越来越快做越好，病人修复的比较早、比较强，受伤时限要求6-8钟头内进行清创术，有时候能延长至12-24小时。手术前准备：先辨别所有伤情，以防止错诊，根据负伤体系、临床表现和全身体检，了解创伤严重的度与身体状况，决定是否有脑颅、胸部、腹部、四肢深层次的危害，或者合并其他多发的危害。如外伤势 人产生休克先救护休克，待病状水准稳定后再进行清创手术，观察创伤一部分是不是有骨、毛细管、中枢神经系统、肌腱等多个方面创伤，必要时应当相匹配查验，清创手术前不觉得运用器械或手指探察伤口，麻醉药挑选根据危害位置、伤口负伤情况选择麻醉方式。

清创手术步骤：清除污衣，较为受损严重的伤口清除需要在麻醉药内进行，用无菌纱布盖紧伤口，除去或裁掉伤口周边头发，范围一定会大，避免在清创手术的过程中提升伤口，伤口附近皮肤应用肥皂水清理或者等渗澄清石灰水清除擦洗。

多功能超音波清创手术机(清创手术仪)对于治不好慢性损伤或破溃多原发性于老年疾病、糖尿病人和肿瘤放疗等，具体发病率更高一些，在这其中压迫性、糖尿病人性、放射性元素等各类破溃占有率还会继续相匹配提高；中国科学院院士付小兵注重，虽然治不好慢性溃疡不易立刻威胁生命，但因为接近数月甚至很多年、十数年的经久不愈，严重威胁患者原发性修复和生活质量，也给爸妈造成厚实的护理与经济负担，一小部分可引起破溃变病。如出现感染扩散，可导致脓毒血症等并发症，不但加重原发性并将危害患者生命。多功能超音波清创手术机作为一项技术革新，具有许多传统手动式清创手术方式所无法相比的特点特点和。很多临床研究表明，多功能清创手术机操作过程安全性能高，消除迅速，清除彻底，不会轻易危害伤口创口附近好的单位，可让医者安全应用于一些骨外科胃肠外科伤口清创手术。

主要用途：各种各样外伤、规模性创伤、烧伤、车祸伤、开放性骨折，长久性难愈合伤口，感染伤口，例如足溃疡，褥疮，生脓性创伤，伤口窦道等。 项目收费及编号：大清朝创：120500001
中清创手术：120500002 小清创手术：120500003

多功能清创手术设备有腾越诊治科技有限公司协作第陆军作战医大生物工程系、湖南师范大学电器产品工程学院多位专家和研发部门联合研发的一款具有品质的清创手术机械设备。在各地好多个中心城市都建立了服务点，售后服务更加便捷和快捷。