

如何保证-120度超低温冷冻箱的正常进行

产品名称	如何保证-120度超低温冷冻箱的正常进行
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:GY-A228N 温度范围:-120 ~ -50 产地:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损，对实验结果造成影响，从而影响研究工作的正常进行。所以在使用过程中要切实做到对-120度超低温冷冻箱进行定期维护与保养，以保证-120度超低温冷冻箱的清洁度。

- 1、用干布清除-120度超低温冷冻箱内外部和配件上的少量尘埃，如果-120度超低温冷冻箱太脏则使用中性洗涤剂，清洗后再用水冲洗。
- 2、-120度超低温冷冻箱的压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁-120度超低温冷冻箱压缩机后部的电扇需要小心。
- 3、清洁完毕后进行安全检查，确保-120度超低温冷冻箱电源线插好，不要虚接，确保插头没有异常热度、-120度超低温冷冻箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
- 4、当遇到警报器启动报警时，首先要检查-120度超低温冷冻箱的电源是否有问题或插头是否被拉出插座，其次检查内部温度计是否超出合适的范围，在此种情况下，物品置入会使-120度超低温冷冻箱升温，并触发警报器，之后检查是否一次性置入物品过多。
- 5、-120度超低温冷冻箱冷却不充分时检查蒸发器表面是否有冰霜；箱门是否开关过于频繁；箱体背部是否接触墙面；箱内部是否放入过多物品。

6、-120度超低温冷冻箱噪音过大时，检查底板是否坚固、是否稳固。如不稳，调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上；是否有物件接触到冰箱背部。