

通风柜 永利达 通风柜价钱

产品名称	通风柜 永利达 通风柜价钱
公司名称	天津永利达实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13352013818 13352013818

产品详情

如何使用通风柜才能对健康安全有益

如何使用通风柜才能对健康安全有益

实验室内在不使用通风柜时也要时常开窗通风。没有补风装置的通风柜，在使用时每2小时进行10分钟的补风（即开窗通风），使用时间超过5小时的，通风柜，要敞开窗户，避免室内出现负压。

禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验。

禁止在做实验时将头伸进通风柜内操作或查看。

禁止通风柜内做国家禁止排放的有机物质与高氯化物质混合的实验。

禁止在没有安全防护的情况下将所实验的物质放置在通风柜内实验，一旦出现化学物质喷溅出来，应立即将电源切断。

通风柜内置放过多的设备及仪器

应避免在通风柜内置放过多的设备及仪器，在通风柜内的装备或其它设备总面积不得超过

台面板面积50%。

通风柜内如须使用需用电源之设备或仪器时更应注意，该设备应接地，以降低火花产生的可能性。电源线应从下方进气口处拉出，外接电源插座，电源插座也应有完善及经过认证的接地设施。

柜内有产生高热负载设备，其热源将会造成柜内气流变化，影响通风柜玻璃视窗开口下方的表面风速。热气流会增加玻璃视窗开口下方的表面风速，开口上半部的表面风速降低。

通风柜正确操作模式

- 1、玻璃视窗全开状态仅在组装、调试内部仪器设备或清洁柜内空间时方允许出现，此为“调试状态”。
- 2、调玻璃视窗开至使用者手肘处（半开），使操作人员手伸入柜内操作实验，而胸部以上则受玻璃视窗安全钢化玻璃所屏护，通风柜厂家，此为“正常操作状态”。
- 3、调节门开至开度，操作人员离开，通风柜价钱，使柜内实验程序自行反应或暂停实验，此为“待机状态”。
- 4、实验人员在通风柜实验进行中时，应避免将头伸入调节门内，以避免危险。

通风柜-永利达-通风柜价钱由天津永利达实验室设备有限公司提供。天津永利达实验室设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 静海县 的实验设备等行业积累了大批忠诚的客户。永利达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！