

# 德耐热高温箱式电阻炉高温炉

产品名称	德耐热高温箱式电阻炉高温炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

马弗炉我们可以用到的就是气氛炉(留意:电源的相-

与中线不可接反，为了操纵，控制器和电炉均需可靠接地)4.，检查接线无误后即可通电 马弗炉原理：高温炉加热室用耐火材料及碳化硅、氧化镁、氧化铝等制成，电热丝为镍铬合金丝。马弗炉外部由铁板制成，涂以皱纹漆，炉门上有一小孔，嵌以透明的云母片，可以窥视炉内情况。使用时需配备自动定温控制器和热电偶，自动定温控制器是应用一个电子管高频振荡电路，其中的储能线圈由于耦合储电器的适当配合，使其固定于某一震荡频率，储能线圈附有定温指标，并有大型热电偶温度计，明确指示高温炉的温度，其指针上有一金属小旗，当炉温升到所需的温度，温度指标的小旗与储能线圈相耦合时，振荡电流随机停止，电子管板极电流因之变化，令其操纵一个极灵敏的继电器，再以此控制一继电器来切断电热丝的电流，使温度不再上升，当温度下降时，指针的小旗与储能线圈失去耦合，电子管又恢复振荡，被控制的继电器亦同时恢复通过高温炉的电流，炉温又可渐升，如此因电流的断续，已达到自动保持一定温度的目的。

技术参数	
型号	DNR-1200
炉膛尺寸	200x200x300mm （宽x高x深）
外形尺寸	520x765x640mm
净重	120kgs
毛重	142kgs
工作温度	1100 oC
长期工作温度	0-1000 oC
电压及额定功率	220V，单相，5千瓦
温控仪表	人工智能PID仪表，自动控制温度。双向反并联可控硅调功并具有有限流功能。防止供电电压不稳，电流突然过大引起跳闸。50段编程曲线，根据预置程序自动升温、保温、降温。一键内置控温参数自整定功能。具有超温报警，热电偶断裂报警，并自动切断供电电源，提
控温精度	± 1 oC
加热速率	1100oC以下，推荐升温速率<12 oC /分钟
热电偶	K型

加热元件	含钼电阻丝	
炉膛	三层全纤维炉衬，构成整个炉膛 层: 1430型多晶氧化铝陶瓷纤维 第二层: 1260型多晶氧化铝陶瓷纤维，密度320kgs/m3. 第三层: 1260型多晶氧化铝陶瓷纤维，密度320kgs/m3.	
炉壳结构	高强度碳钢制作而成，酸洗磷化除锈后，静电喷塑，美观大方。双层风冷炉壳，内置2-4个散热风机，确保炉壳表面温度低于100℃。	
性能特点	<p>1. 炉体为一体式结构，下方为电气控制系统，双层炉壳，可实现空气循环隔热；采用优质材料，符合实验室标准。</p> <p>2. 炉膛采用轻质高纯度氧化铝，高硬度不掉粉，高温烧结无挥发物，安全环保，符合行业标准。</p> <p>3. 加热元件采用高品质含钼电阻丝，两面加热，炉温均匀性良好。</p> <p>4. 当仪表程序设定完成后，只要按下运行按钮，接下来的升温及降温工作都会完全自动完成。</p> <p>5. 本机对于工作中的超温情况会发出报警信号，并自动完成保护动作。</p> <p>6. 控制面板上设有电源指示灯和加热指示灯，可随时视察设备工作状态。 7. 在设备侧面板装设短路或者漏电等故障时，空开自动保护，既不会对造成安全隐患，也不会对设备造成损坏。</p>	
使用须知	<p>电炉应缓慢降温，推荐降温速率 10 °C /分钟。</p> <p>禁止加热易燃易爆物质及通入易燃易爆性气体。</p> <p>电炉使用后，炉衬表面会产生细小裂纹。此为正常现象，不影响使用寿命。 电炉在加热前，一定要把炉门挡火砖放置在炉门下方。</p>	
供货清单		
电炉	1 台	
耐高温手套	1 付	
坩埚钳	1 把	
操作说明书	1 本	