

## 气瓶柜供货商 气瓶柜 天津永利达实验设备

产品名称	气瓶柜供货商 气瓶柜 天津永利达实验设备
公司名称	天津永利达实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13352013818 13352013818

### 产品详情

气瓶夹必须为上下可调节式的，以便于更换不同高度的气瓶时稳固固定，柜体底部需设有可翻转踏板，方便气瓶装卸。

每台防爆柜都需要安装防爆声光报警器，当柜子内传感器检测到异常时，会自动触发报闪烁和发出报警声，提前预警紧急情况，保证人员生命安全。

如用到氢气这种的气体还需要加装防爆型可燃气体探测器。可提前预知气体是否泄漏，如传感器检测到气体泄漏报警的同时，顶部加装的防爆轴流风机将自动工作，气瓶柜，通过排风管将泄漏气体排出到室外，风机风量300m<sup>3</sup>/H且可以选配的。

气瓶柜的安装知识，不可一味地忽视

气瓶柜也是实验室设备不可缺少的一个设备。尤其在工业实验室和化学实验室中，主要用于有害气体的储存，所以气瓶柜的安装也需要了解相关的安装知识，不可一味地忽视。盲目安装只会给后续的使用带来障碍。

- 1、在气瓶柜的附近应安装220V电源接口，为报警检测提供电源。

2、报警检测探头应该安装在气瓶柜的上部接口或气体容易积聚的地方。如果在比重大于空气的可燃性气体场合，要安装在较低位置，距柜底面50—80CM为宜。

3、如果有其他装置需要直接接入报警器输出插座进行联动。

### 气瓶安全柜注意事项及维护

1、请将同一类气体的气瓶放置在同一个柜内，不能混放。

2、安装气瓶柜时，要靠墙放置，并且要调整至水平。

3、每周对报警器做一次检验，气瓶柜供货商，通常用打火机以不点火方式对进气孔附近释放出气体，并持续几秒钟，报警器响应并发出声光报警，否则为不正常，应请人员检查维修。(注意：试验时，气瓶柜直销，千万不能用大量高浓度气体直接喷在报警器内部传感器上，以免烧坏传感器。)

4、要保持柜内清洁，经常清除传感器进气孔的灰尘或其它污物。

气瓶柜供货商-气瓶柜-天津永利达实验设备(查看)由天津永利达实验室设备有限公司提供。天津永利达实验室设备有限公司是一家从事“全钢,钢木实验台,通风柜,气瓶柜,仪器柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永利达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永利达在实验设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！