

## 蚀刻机制冷机Chiller使用注意事项

产品名称	蚀刻机制冷机Chiller使用注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

蚀刻机制冷机Chiller是采用压缩机制冷的低温液体循环设备，可提供恒流恒压循环冷却液体以满足旋转蒸发仪、玻璃反应釜等用来降低仪器工作温度的需要。

- 1、在使用蚀刻机制冷机Chiller的时候，要注意在安装之前要清洗干净，每个进出口、标准口和密封面尽量涂少量的真空硅脂，要注意气密性提高。
- 2、具有提供低温液体和低温水浴的作用；可结合旋转蒸发仪、真空干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及储存。
- 3、对于工作在水源缺乏、水质不佳或高温下需要恒流恒压水冷却的仪器来说蚀刻机制冷机Chiller是保证仪器正常工作的需设备。
- 4、使用完后要先关闭需冷却的设备然后依次关闭循环泵开关、脚板开关、制冷机开关、电源开关、较后拉下靠谱开关拔下电源插头。如长时间不用请放掉蚀刻机制冷机Chiller的冷却液用清水冲洗干净。

5、为确保设备的使用发挥较佳制冷量，除了需要保证蚀刻机制冷机Chiller循环泵周围环境空气洁净外还要定期对冷凝器表面任何结尘进行检查和清扫。

6、确认设备电源插头已拔掉；卸下设备进气通风网罩下边的两个螺钉然后将网罩轻轻拉掉后将其移开；使用软刷或其他类似工具对网罩及冷凝器表面的结尘进行检查和清扫。注意不要用手触及冷凝器翅片以免划伤手；清洗完毕后将通风网罩装上并将螺丝拧紧。