

# 犬伤清创机-医用犬外伤冲洗器

产品名称	犬伤清创机-医用犬外伤冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 【产品规格】

B 型

### 【制剂】液态

【消灭微生物菌种类型】可消灭副溶血性弧菌、化脓性球菌、高致病酵母、细菌及其院内感染常见细菌。

【适用范围】本产品适用粘膜或是破损皮肤伤口清理、清洗和消毒杀菌。

### 【操作方法】

- 1、将本产品与犬伤多用途清创手术机联接，依照规范化的清洗步骤进行清洗、清洗、消毒杀菌。
- 2、用以皮肤和黏膜机构消毒杀菌时，将本产品指向待杀菌位置，立即清洗功效 3min 之上。

【常见问题】 1、本产品不可以取代疫苗和药物。

- 2、本产品不可以与其它表面活性剂、碘或氯丁二烯一起使用；对铝或碳素钢有侵蚀。
- 3、本产品应存放于荫凉、干燥、自然通风，防止太阳直晒。
- 4、本产品仅作外敷，不可内服；假如不小心将液态触碰双眼应该马上用很多水清洗；放置儿童不易碰触处。
- 5、本产品限医疗卫生机构诊治用。通过冲洗液的多种物理联合作用可清洗创面的异物,这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意对性地冲洗创面,大大提高清创的速度和洁净度。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式,大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦,大面积冲洗 捷、方便、清创时间缩短,深度伤口也可得到清洗,避免发生二次污染,固体杂物和液体污物一同被清洗,冲洗后

的污水容易回收、便于集中处理。这种清创

可使创面清理更加彻底、快速。有效除菌率98%以上,可有效缩短伤口愈合周期40%。该功能清创机