

凝胶成像分析系统使用注意事项 上海金鹏分析仪器

产品名称	凝胶成像分析系统使用注意事项 上海金鹏分析仪器
公司名称	上海金鹏分析仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海金鹏 产地:上海 优势:厂家
公司地址	上海市宝山区真陈路1398弄15号3楼
联系电话	021-66030766 13585698333

产品详情

那么下面上海金鹏分析仪器有限公司为大家简单介绍一下凝胶成像分析系统使用注意事项。

- 1、先开凝胶成像系统，再开电脑，进入软件。
- 2、紫外凝胶照相时要防止EB污染仪器，不能用被污染的手套接触凝胶成像系统的门。
- 3、在使用紫外光源照相的过程中，不可以打开凝胶成像系统前面板。
- 4、照相后经废胶取出，并用较软的纸擦拭干净。
- 5、调焦时要轻，动作不要剧烈。
- 6、请使用稳压电源。
- 7、保持室内环境干燥，及时将**在观测板上的水或其他液体擦干。
- 8、使用仪器时，要将门及观测台关紧，否则将无法正常使用紫外灯。
- 9、尽可能不要将电脑连接到因特网或局域网上，同时在电脑上安装杀毒软件，做到专机专用。
- 10、较长时间不用仪器时，请将仪器用防尘罩盖上。
- 11、为延长灯管的使用寿命，请观测好凝胶后及时关闭光源。

以上就是上海金鹏分析仪器有限公司为大家整理总结关于凝胶成像分析系统使用注意事项。

我们上海金鹏分析仪器有限公司是专业生产超蛋白纯化系统、超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等为核心的十几个产品系列的厂家，欢迎大家前来订购