

实验室密闭循环式冷却机运行注意事项

产品名称	实验室密闭循环式冷却机运行注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

实验室密闭循环式冷却机使用的范围较为广泛，常用于化工行业等场所，虽然设备具备良好的性能，但是在实际的使用过程中，同样也会存在小的故障率。

- 1、出现无法启动的问题，主要原因在于系统在运转过程中，如果进口处的压力较小，无法满足运行的基础条件，比时就会出现无法启动的问题。

- 2、根据国内厂家出厂时配置的说明书，了解到由于水泵空转等等因素导致，只要将存在与各个系统中的空气完成有效的释放，即可满足适合的运行环境，达到启动实验室密闭循环式冷却机的目的。
- 3、实验室密闭循环式冷却机的(油散热器)油冷却器应该安装牢固，避免长期振动和外在冲击。保证进风和排风自由畅通，并防止吸入以被其他外部元件加热了的空气。
- 4、设备的散热器使用时，加装限压旁路，以避免过高的压降产生，防止启动时产生的脉冲压力过高可能造成的损坏。在安装散热器过程中，请不要损坏散热带（片）和碰伤散热器，以保证散热能力和密封。散热器时出油接头，装卸时请小心，用工具夹持散热器的进出油口，以免散热器扭曲变形。
- 3、实验室密闭循环式冷却机启动需要涉及到压力的问题，使用的厂家在出现不同程度的启动躲避问题之后，需要根据实际的需求，完善具体检修。
- 4、为了保障设备的顺利运行，需要在使用过程中，将水泵的进气口与出气口进行有效的控制，随着空气的不断被排除，无法启动的故障解决。排除无法启动故障的方法，结合自身的具体能力，达到保障设备顺利运行的目的，掌握此类维修技巧，对于故障起到至关重要的作用。