

防爆实验室高低温一体机放置运输要求介绍

产品名称	防爆实验室高低温一体机放置运输要求介绍
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	136666.00/台
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

防爆实验室高低温一体机采用全封闭循环系统，在高温度下不产生油雾，可达到高温制冷和开机控制效果，适合多种工业使用。

- 1、防爆实验室高低温一体机是实验室中使用的一种制冷加热控温设备，由于存在一定的控温精度加之对震动、温度、湿度都有严格的要求，所以在放置运输的时候要注意一些要点。
- 2、防爆实验室高低温一体机在进行安装之前，一定要保证外壳是完整的，避免震动和震动。
- 3、防爆实验室高低温一体机切勿在室外放置，并防止太阳直接照射或被雨水浸泡。
- 4、防爆实验室高低温一体机放置环境在0-40摄氏度之间，不要在具有强腐蚀性和可燃性的环境中。
- 5、防爆实验室高低温一体机在搬运期间，外包装箱不可拆除，在运输过程中应尽量减少振动和撞击，并应小心放置。
- 6、防爆实验室高低温一体机加工时不得有45度以上的倾角。在搬运时，避免暴晒、雨淋、高温和明火等。

- 7、防爆实验室高低温一体机在打开箱子时要注意不要破坏箱子里的所有仪器和物件。
- 8、防爆实验室高低温一体机在拆封后，要有专门的人员负责管理，同时要核对箱内的设备和物品是否符合装箱清单。
- 9、不可遗失包装中的物件及器材，在进行安装时，应对热敏机组的各部分进行检测，确保其各项功能指标均满足规定。
- 10、防爆实验室高低温一体机在进行装配时，务必确认其模型及安装地点，若与规格不符，切勿再进行。