

# 中型实验室加热制冷循环器该怎么用呢

产品名称	中型实验室加热制冷循环器该怎么用呢
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	136666.00/台
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

中型实验室加热制冷循环器是集高、中、低温热源于一体的设备，温度调节范围宽，温度均匀，适用于各种化工反应，医药制药，仪器温度控制等行业。那么，中型实验室加热制冷循环器该怎么用呢？以下是一些建议，请参考：

- 1、中型实验室加热制冷循环器内部有冷却和加热两个循环，使用时，请注意机器上的标识。如，介质入口，出口，补水入口，出口等。连接方式要正确，防止导热油和循环水之间接反。
- 2、要注意循环水的清洁度、温度、压力、流量。这些数据需要看说明书或咨询生产厂家确认。如果达不到标准，就会影响中型实验室加热制冷循环器的使用寿命、制冷效果等。
- 3、中型实验室加热制冷循环器在使用或更换内部导热油/循环水时，启动时要将温度设定在“0”，让它自行运转10Min左右，如果压力表正常，稳定后再开始加热。
- 4、中型实验室加热制冷循环器关机时，需要将温度调至“0”，或者将电加热功率调至停止档，运行20Min左右，直到加热管表面温度降下来。
- 5、节假日长时间不用时，须将中型实验室加热制冷循环器循环水（热水、冷却水）全部排出，并用压缩

空气吹干。