

多功能超声清创机-促进伤口愈合利器

产品名称	多功能超声清创机-促进伤口愈合利器
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

超声清创

无论是消除生物膜还是治疗位于器械清创难以施展的部位的伤口，超声清创可以说是一种促进伤口愈合的利器。

慢性伤口已经成为当今社会的主要社会问题，影响着万人的生活质量，增加其医疗花费。单单是静脉功能不全伤口就占到下肢难愈伤口的70%。

虽然伤口治疗的基本原则是规律和频繁的清创，但临床清创常常很痛，足/踝部位置有时亦不便干清创，或是深的腔洞伤口。对于慢性伤口的清创，常用的方法包括外科、酶、蛆虫、机械或自溶性清创。本文将要讨论的是低频率超声清创，及其如何应对足踝部伤口。

失活组织的外科清创是伤口治疗过程中的必要操作。虽然器械清创(加或不加脉冲灌洗)是常用的方法，超声清创是近几年逐渐被大家熟知的选择。超声清创初于20世纪50年代被医生用于牙科，后来被用于软组织切除和骨骼切割。

对于足踝外科，超声清创是一种颇具价值的方法，原因有多种，包括:辅助生物膜破坏和清除;在进行伤口治疗前准备伤口床;和有效清除所有失活软组织和骨骼。然而，足踝外科医生必须牢记超声清创并不能替代细致的诊疗，包括评估伤口病因、问题部位的血供，是否存在感染，足部畸形的管理，适官减压策略的使用。当保守治疗没有效果和确定需要更加激进的伤口清创，超声清创可能成为外科医生的利器。

多用途清创手术机新技术应用优点：

便捷、安全性、方便快捷的电脑操作系统：开启电源总开关立即进入状态，不用等，立即工作中。

特有的2核设计方案：多用途清创手术机、超声波清创手术和脉动压力清创可一起使用，互相不危害。大一点的克服了不同类型创口清创手术的等待的时间。

特有的负压力回收利用、液位仪检测、液位报警、液位仪锁紧作用，避免废水外溢。

清创手术环节中不容易损害创口周边神经和肌纤维，对正常的机构及其再生上皮组织无损伤没有任何副作用。特有的数据温度控制技术性，是种不同环境温度规定伤口

清创手术时依据创口面浓淡，适时调整枪嘴与伤口清创面之间的距离，可以达到一般清创手术器材到不了部位，完成完全清创手术。环节中能激活胶原纤维，推动纤维蛋白原层生成，改进创口自然环境，淡化。

工作压力清创手术适用于各种大规模外伤、抢救、及各类手术前、手术后的清创手术，清创手术快速、清理完全、视线清楚、进而提升手术治疗品质，获得抢救时间。