

莱普特 实验室蠕动泵出售 实验室蠕动泵

产品名称	莱普特 实验室蠕动泵出售 实验室蠕动泵
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

蠕动泵

蠕动泵优越性

- 1、无污染：流体只接触泵管，不接触泵体；
- 2、精度高：重复精度，稳定性精度高；
- 3、低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具；
- 4、密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流；
- 5、维护简单：无阀门和密封件；
- 6、具有双向同等流量输送能力；无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害；能产生达98%的真空度；没有阀、机械密封和填料密封装置，也就没有这些产生泄露和维护的因素；能轻松的输送固、液或气液混合相流体，允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%；可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等；仅软管为需要替换的部件，更换操作极为简单；除软管外，所输送产品不与任何部件接触。

以上是莱普特为您一起分享的内容，莱普特专注生产蠕动泵，欢迎新老客户莅临。

使用蠕动泵时如何让蠕动泵达到较高的工作效率？

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

在使用过程中的注意事项，以此来提供其工作效率：

蠕动泵不工作时松开压管压块可延长泵管寿命。蠕动泵是靠压缩软管和软管自然回弹产生吸力和流体输送的，要想保持泵管长寿，在不使用泵的时候，实验室蠕动泵厂，尽量将泵头压块提起，实验室蠕动泵，使泵管处于自然不受压状态，从而延长泵管寿命。

蠕动泵选型时在满足流量的前提下，尽可以使泵速降低到300转以内。蠕动泵的流量是靠泵头转动产生的，如果转动越快，泵管使用的时间就会越短，所以当希望泵管使用时间更长就可以尽可能的选择更大的管径的泵，从而降低泵的转速。

莱普特蠕动泵

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

采用彩色液晶和触摸屏技术，操作界面简单，直观，明了。主要适用于各种复杂的液体定量分配，适用于准确计量和定量给料，实验室蠕动泵出售，可以实现的流量传输控制。对液量分装精度要求高时，使用液量分配模式更加方便；对产量要求高时，实验室蠕动泵哪家好，使用时间分配模式更加方便；需要将一定液体分装为若干份液体时请使用分配模式。设置为流量模式时，完全等同于一台流量型蠕动泵。为了减小不必要的风扇噪音，采用了智能温控技术。在RS485通讯中，因为采用了MODBUS协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，PLC等连接。

莱普特(图)-实验室蠕动泵出售-实验室蠕动泵由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司在分析仪器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，莱普特科学仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋经理。