

温度试验箱供应 温度试验箱 元亚环境仪器

产品名称	温度试验箱供应 温度试验箱 元亚环境仪器
公司名称	东莞市元亚环境仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区浙商大厦B栋1001
联系电话	13925880110 13925880110

产品详情

高低温冲击试验箱的提篮移动装置主要由驱动装置，密封装置，样品架部件和其他部件组成。每个组件的合理组合构成了良好的移动装置，从一个工作室到另一个工作室的转换时间不到10秒。它的这种结构一定是你没见过的。

1、驱动装置

驱动装置由气缸，温度试验箱，滚筒，钢丝绳，气源三联体，三位五通电磁阀和一些气动附件组成。在使用气源三重阀调节气压后，控制气缸通过三位置五通电磁阀上下移动。缸体的顶部与钢丝绳连接，钢丝绳的另一端通过滚轮固定在吊篮的顶部。各个部分的合理组合形成了一套驱动装置。

2、顶封

高低温冲击试验箱的顶部密封装置用作吊篮的顶部密封。当吊篮向下移动时，吊篮本身的重力被用来与盒子隔板形成密封。硅胶密封条安装在嘴下方，并通过拉铆钉和施加密封剂进行固定。顶部组件内装有玻璃纤维保温棉，起到保温作用；顶部对角线安装了一个限位块，以确保吊篮在上下移动时不会摇晃。顶部密封装置安装在高温室内，高温会改变设备所用材料的物理性能或尺寸，因此顶部密封装置所使用的材料必须满足高温环境的要求。

3、底封

底部密封装置用作吊篮底部的密封，并通过缸体的张力与箱形隔板形成密封。顶部和底部的密封垫是相同的。底部密封装置安装在低温室内，低温对几乎所有的基体材料都有不利影响，因此底部密封装置所用的材料必须满足低温环境的要求。

4、样品架组装

高低温冲击试验箱的样品架组件由样品架，立柱和导轨组成。该柱将顶部密封装置和底部密封装置作为整体连接。导轨挂在立柱上，温度试验箱批发，上下位置可以调节。样品架放在导轨上。测试时，将测

试样品放在样品架上，并根据需要调整滑道的高度。

室内高低温试验箱放置的环境温度过高，温度试验箱供应，通风是否出现正常，有无空调冷气，正常的试验室环境温度一般是控制在(5 ~28)，再按超压保护键复位即可。重置按钮的位置说明书都有详细的说明，因环境温度过高而引起的超压现象是经常发生的。若环境温度在标准范围内，测试箱复位后仍出现超压现象，因应立即检查压缩机的冷凝器的风扇及散热片，看是否是由于长期使用而积尘过厚所致，可用压缩空气吹扫，清除冷凝器上的灰尘即可，若检查发现冷凝风机损坏不转，有可能是风机本身的损坏，温度试验箱定做，或单相风机的电容损坏，检查后更换。高低温试验箱该装备运用过程中会消除很多发热量。请将设备在通风优良的场所。切勿靠近易燃性材料或易燃易爆状况中运用本装备。切勿在磁场和明显振动状况中来运用。高低温试验箱切勿将样品开关电源交入装备开关电源中，不然会增加装备开关电源负载。除非是装备留出样品开关电源交叉口。高低温试验箱禁止试验易燃性、易燃易爆、高腐烂、强辐射源物品。装备接电源情况下或运行过程中切勿运送和维修。温度试验箱供应-温度试验箱-元亚环境仪器由东莞市元亚环境仪器有限公司提供。东莞市元亚环境仪器有限公司位于广东省东莞市南城街道东莞大道南城段430号汇海大厦2栋1001房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元亚化工仪器在实验设备中享有良好的声誉。元亚化工仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元亚化工仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。