

医院飞利浦 M3000-60003 泵

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 医院飞利浦 M3000-60003 泵 |
| 公司名称 | 新余多乐生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 渝水区城北仙来中大道211号成长大厦2105 |
| 联系电话 | 18879071075 |

产品详情

产品描述

医院飞利浦 M3000-60003 泵

材质：金属 塑料

颜色：白色 黑色

特点：可靠、经济

产品名称：医院飞利浦 M3000-60003 泵

类型：M3000-60003

应用：ICU、医院设备

运输方式：快递

交流输入电压：100 V ~ 240 V

起订量：1 件

保修：6个月

发货时间：48小时内

语言：中文

优势：拥有多年经验的技术工程师

原创服务：在线技术支持

高光：医院飞利浦 M3000-60003 泵

送货政策：我们会在收到付款、投保和跟踪后立即安排快递公司运送货物。快速安全地交付您的设备对我们来说至关重要。费用将取决于您的位置、您希望多快收到包裹以及您订购的商品。如果您的订单花费的时间比预期的要长，或者您想知道它何时到达，请联系我们。

需要核心交换

支持的驱动器

飞利浦 IntelliVue MP2 M8102A 病人监护仪

飞利浦 IntelliVue X2 M8002A 病人监护仪

要卸下泵，请执行以下操作：

1.

在延伸部分找到泵。

2.

小心不要触及延伸件上的任何其他东西，拧下固定泵的螺丝

站在原位。提起支架顶部并拆下泵。

3.

小心地断开连接到泵延伸部分的流量管。

笔记

请务必记下哪根管子连接到入口，哪根管子连接到出口。

4.

轻轻断开将泵连接到扩展件的电源线。

5.

拆下泵。

如果您对PHILIPS M3000-60003泵感兴趣，请随时与我们联系。