

喷雾洗鼻器厂家|儿童洗鼻器代工厂

产品名称	喷雾洗鼻器厂家 儿童洗鼻器代工厂
公司名称	深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
价格	218.00/件
规格参数	品牌:耐菲尔 型号:NJ5060 生产企业:深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区30栋201
联系电话	18814482489 18814482489

产品详情

喷雾洗鼻器操作方法

NJ5060儿童洗鼻器为非无菌可重复使用的医疗器械，在使用前需进行清洗消毒。其清洗消毒的方法是参照WS 310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》中附录B.1和章节5.4的要求确定。

具体操作方法如下：

手工清洗（水温宜为15 ~ 30 °C）

冲洗：将洗鼻嘴、水箱置于流动水下冲洗，初步去除污染物。

洗涤：冲洗后，如有干固的污渍应先用医用清洗剂浸泡，再用干净的

软布擦洗。

漂洗：洗涤后，再用流动水冲洗。

终末漂洗：应用软水、纯化水或蒸馏水进行冲洗。

消毒

清洗后用温度90 °C的纯化水浸泡5分钟，晾干后使用。

注意：请勿用沸腾后的水浸泡。

洗鼻器治疗儿童鼻炎的注意事项

小孩的鼻腔比较嫩。因为小孩的鼻腔还不够成熟，抗压能力比较弱，建议给儿童用的儿童电动喷雾洗鼻器才好。

用盐水洗鼻是杀菌消毒的很好良药，当然水温也要适度，太热和太冷都不行，成人是在37.8°左右，你可以根据孩子的感受来适当调节水温。所以在调节水温的时候也要多试几次，要问孩子的舒适度，觉得差不多时才可以进行冲洗。当然在冲洗的时候也别担心孩子会把脏水吸进去，因为我们都知道很多唾液之类的物体都是流入到胃内，进行消化的。一定要消除孩子的紧张心理，使其自然顺畅的呼吸，这样孩子才能很好的冲洗鼻腔，当然之后他会很享受这个过程，冲洗完后会觉得鼻子比未冲洗前干净许多，心情也会随之更好起来。

洗鼻器是卫生保健领域的清洗设备工具，大家在选择时一定要选择正规厂家生产的正规洗鼻器，毕竟接触鼻腔的，以治疗和预防疾病为目的的工具，所以马虎不得。