

深圳耐菲尔洗鼻器工厂|电动洗鼻器厂家

产品名称	深圳耐菲尔洗鼻器工厂 电动洗鼻器厂家
公司名称	深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:耐菲尔 型号:NJ2660 关键词:洗鼻器工厂 雾化洗鼻器贴牌
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司

深圳市耐菲尔洗鼻器工厂|电动洗鼻器生产厂家

企业有着鼻腔冲洗设备、洗鼻器、洗鼻盐、洗鼻液、福清海产品，商品都需要医疗器械生产许可证书

给中国诊疗知名品牌贴牌代工，有九安、乐普、稳定、美的、振德

10千级医疗器械生产场所，中国二类医疗器械验证公司

10年制造产品研发一体的工厂

洗鼻器维护保养与清理

用软的湿抹布擦洗机器设备表面。洗鼻结束后关掉机器设备，扔掉储水箱中残余食盐水，随后往储水箱中倒进大概 280mL的冷水，开机器，直到冷水应用完，以免设备内残余食盐水对设备内部结构所造成的浸蚀毁坏。不要使用清洁剂。如果要水箱清洗内腔，将储水箱从服务器上取出，用水流清洗储水箱。留意：使用一些抑菌类清洗液可能会致使洗鼻器毁坏或是减少新产品的使用期限。喷头头应用结束，请用温水清洗，晾晒水分。蓄电池寿命和你的规范使用息息相关，电量低不容易造成直接地安全安全事故，但乱用，久而久之就对电池结构导致毁坏，因而用电量当充则充，充斥着就可以，避免过度充电。当长期不使用中，应使充电电池处在一部分用电量状态。每月给锂离子电池完成一个充电周期。商品表层有没有损坏。没经介绍的清洗液遗留下的沉淀可能会让你的洗鼻器阻塞。必须使用干净水或专业医生推荐的清洗液。

保护性查验，不管商品是不是频繁使用，*少每月一次查验该产品：

商品表层有没有损坏。

数据线有没有损坏。

自来水管、喷头头有没有损坏及堵塞。

各脱卸式构件有没有丢失、电源插座是不是流畅。

洗鼻器应用安全注意事项

为减少损害，少年儿童应用家电产品时，应给予紧密的分析。

切不可用湿手拔出来数据线。请尽快联系我们公司或授权服务站。

当本新产品的数据线 毁坏，商品不正常运转、被摔碎或掉入一切液态 中，切忌应用该产品，不论是第一次应用该产品，还是该产品的应用期内，应自始至终认真检查该产品的数据线是不是毁坏。

切忌将硬物插进喷头孔或电源插孔。

切忌使用氧或气雾剂喷雾剂的范围之内应用。

使用中切忌配戴一切鼻饰，假如配戴鼻饰，请使用前除下。
切忌把产品放到接近热流，加热炉或持续发热电烤箱以防烫坏商品。

切忌运用一切其他相同或的商品喷头头，用于洗鼻。

本产品外观设计用以清理你的鼻孔，切勿将该产品作为别的主要用途，切勿把水立即引入双眼、耳朵里面或其它敏感地带，不正确的应用会导致意料之外的损害。

该产品是充电锂电池机器设备，请采用符合要求的适配器或DC5V 1A USB接口，第一次使用时请满电，电池充电环节中不能应用该产品。

适配器做为选配件，必须符合GB 9706.1-2007规范标准,其安全性使用及相关事宜应遵循对应的使用说明书。