

九安鼻腔冲洗器厂家 | 洗鼻器代工贴牌

产品名称	九安鼻腔冲洗器厂家 洗鼻器代工贴牌
公司名称	深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:耐菲尔 型号:NJ3841 关键词:洗鼻器工厂 雾化洗鼻器贴牌
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

九安鼻腔冲洗器生产厂家 | 洗鼻器代工贴牌

深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司

产品技术要求序号：粤械注准20172141714

注册证编号：粤械注准20172141714 生产制造许可证号：粤卫生监督械生产制造许20173085号

洗鼻器详细介绍：

洗鼻器是一种用以清洗鼻腔的一种手段。

它一般使用一定工作压力（或气囊式洗鼻器、或者用作用力如简易瓶罐罐式、或者用机械设备工作压力如电动）

将盐水送进鼻腔，流过鼻前庭（露在头顶部外边的一部分）、鼻窦、鼻腔绕经鼻咽部，或者从一侧鼻腔排出来，或者从嘴部排出来。

通过上述途径，凭借盐水自己的抑菌作用及流水的撞击力，将鼻腔内部已密集的发病及污垢排出来，从而使得鼻孔恢复过来的生理环境，

修复鼻孔的内在身体排毒作用，做到维护鼻孔的效果。

洗鼻器操作方法：

清洗消毒杀菌

NJ3841洗鼻器为非无菌可循环使用的医疗器械，在初次使用时应进行清洁消毒。其清理消毒的方法是参考WS 310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》中附则B.1和章节目录5.4的规定明确。操作步骤方式如下所示：

1手工制作清理（水的温度宜为15 ~ 30）

清洗：将喷头头、储水箱放置流动性水中清洗，基本清除污染物质。

清洗：清洗后，若有凝固的污垢先要用医疗清洁剂浸泡，再换洁净的软抹布清洗。

浸洗：清洗后，再换流动的水清洗。 *终浸洗：运用软化水、纯水系统或蒸馏水开展清洗。

消毒杀菌 喷头头、冷水机清理完用环境温度90 的纯水系统浸泡5min，晾晒后再用。

留意：切勿用烧开后水浸泡。

第一次使用中

启动工作

至关重要！第一次应用前请将机器设备满电，将USB电缆线插进充电插头，并插上电源，充电的时候商品无法使用。（电池充电时，灯闪烁乳白色。满电后，显示灯长亮乳白色）。

组装喷头头

将喷头头插进服务器正中间孔距，直到其传出咔嗒响声。

储水箱装水和食盐水

开启储水箱灌水盖，然后将食盐水引入储水箱。本产品建议相互配合洗鼻盐(主要成份是无碘盐)或食盐水(等渗或高渗)应用，实际参考其使用手册。

卸掉喷头头

假如拆换或是取出喷头头，请按着主机里部喷头锁制功能键，再将喷头头取下。

应用结束

关掉商品，将储水箱后盖板开启，灌水孔向下如下图所示，将储水箱里的残留液体清除，打开商品，排出来商品内残留液态，直到再也没有了水排出来，再关掉商品。

卸掉储水箱

如下图1所显示右手把握住商品整体机身，左手把握住储水箱，储水箱朝逆时针转动后拉下去，就可以拆下来储水箱。

性能指标

水流量

档位 $95 \pm 30\text{mL}/20\text{s}$ $70 \pm 30\text{mL}/20\text{s}$

储水箱容积： $100\text{mL} \pm 20\text{mL}$

电源参数

特殊开关电源键入：DC5V 1A 数据线长短：0.8m

软件环境

工作温度: 5 ~40 空气湿度: 90% 大气压强：70kPa~106kPa 应用开关电源：3.7V
800mAh的锂离子电池 自来水环境温度：35 ~39