

便携电动洗鼻器厂家 | 耐菲尔NJ1521 冲鼻器工厂

产品名称	便携电动洗鼻器厂家 耐菲尔NJ1521 冲鼻器工厂
公司名称	深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
价格	188.00/件
规格参数	品牌:耐菲尔 型号:NJ1521 关键词:洗鼻器工厂 雾化洗鼻器贴牌
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

便携式电动洗鼻器生产厂家 | 耐菲尔NJ1521 冲鼻器工厂

深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司

清洗消毒杀菌

NJ1521洗鼻器为非无菌可循环使用的医疗器械，在初次应用前应进行清洁消毒。其清理消毒的方法是参考WS 310.2-2016

《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》中附则B.1和章节目录5.4的需求明确。操作步骤方式如下所示：

手工制作清理（水的温度宜为15 ~ 30 ）

清洗：将喷头头、储水箱放置流动性水中清洗，基本清除污染物质。

清洗：清洗后，若有凝固的污垢先要用医疗清洁剂浸泡，再换洁净的软抹布清洗。

浸洗：清洗后，再换流动的水清洗。 *终浸洗：运用软化水、纯水系统或蒸馏水开展清洗。

消毒杀菌

喷头头、冷水机清理完用环境温度90 的纯水系统浸泡5min，晾晒后再用。

留意：切勿用烧开后水浸泡

留意

假如数次试着水流量仍不能从另一个鼻腔或嘴中出去，请停止试着，以防鼻孔压力太大对你造成危害，这时喷嘴不必紧靠鼻腔，只用一个鼻孔进行清洗。

应用提醒

如果您用喷头堵住左鼻腔，请将头向右边，以便于水在右边鼻腔排出来，相反也是。第一次使用中请选择低档位水流量，当应用娴熟后能应用高档位水流量。在使用中，说不了话，全过程维持张口呼吸，并防止咽下口水的姿势。

警示：请尽快时刻关注鼻孔和耳内压力，对一部分鼻子堵的人群来说，洗鼻器水流可能会让鼻孔和中耳的压力太大造成不适感，这时请先后仅对一个鼻孔开展清洗，即使水从本鼻腔中回排出，不能把喷嘴硬塞住鼻孔。如使用该产品环节中或者使用后耳内出现严重不适感，请暂时停止使用，并咨询您的大夫。应用完成后5分钟之内切勿马上擤鼻涕，拿纸轻轻地挤去鼻孔里的水使其排出就可以，不然也会增加耳内压力导致不适感，每一次应用该产品切勿超出5min。

少年儿童使用方法

5周岁以下少年儿童，不建议用，5岁及以上少年儿童必须要在成年人引领下应用。因为少年儿童处于骨骼发育中，鼻孔发育都还没，因此幼儿的鼻孔构造比成年人都短而大，使用上有和大人有所区别。使用中应该根据幼儿的承受水平，有效安全应用该产品。少年儿童操作过程中成年人不能逼迫其应用，否往往会造成叛逆心理，导致其不搭配使用，实际效果也无法高效的反映，因此合理安全正确引导少年儿童正确使用，只需坚持一段时间也会有一些实际效果。此外提议应*先让成年人学好洗鼻器的正确使用方式，再去引导少年儿童应用，这样才可以保证幼儿的应用更为操作规范。

手术患者使用方法

有鼻孔器质性疾病的病人，首先需要得到本地医疗机构医师具体指导，完成人体器官病症的治疗，待疾病康复，及其得到本地定点医疗机构容许使用人应用的相关证明以后，即可使用这个洗鼻器，用NJ1521洗鼻器能够帮助你比较大缓解病症，操纵病况。手术患者请尽快在医生指导下应用，或询问您的大夫。服食和加入药品：如果您正服食治鼻炎激素类药，必须要在医师引领下应用耐菲尔洗鼻器，我们也不建议在食盐水上直接加上药品，如你需要，请尽快在医生指导下开展，切勿常年在食盐水中加入药品进行洗鼻。

