

动物咬伤冲洗机-动物咬伤清创机

产品名称	动物咬伤冲洗机-动物咬伤清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

动物咬伤冲洗机-动物咬伤清创机

犬咬伤清洗设备主要适用于犬咬伤清理清创手术、动物咬伤抓破清理清创手术等，运用肥皂液（弱碱性物质）加盐水就可以清除，56KPa的单脉冲工作压力，每分800-1800次脉冲频率，能够快速合理创口脏物、污垢、唾沫等。高度重视伤口的清创手术解决狂犬病暴露后造成发作的缘故中，创口疏忽大意、清创手术并不是想要的要素。此外，咬到伤口的患病率和处理有直接的关系。有资料消息，犬咬伤伤口感染率高达18%~25%，而猫咬伤伤口的患病率*是达到30%~80%。实践活动说明，初期、立即、的清创手术不仅仅是预防狂犬病都是减少患病率的关键所在对策之一。犬咬伤伤口清创手术的主要目的是用物理学、化学反应方式尽量伤口里的萎缩、失去活性机构、脏东西及其小动物唾沫、病毒感感染等污染物。创口冲洗机应用领域1、各种创伤、手术治疗伤、感染伤口/创口，如多种多样新鲜的环境污染的区域开发软组织挫伤、浅部感染伤口、生脓性创口/创口，窦道、瘘道等。2、难愈合伤口：如糖尿病伤口、压疮、性营养成分溃烂、外伤溃烂等。3、皮下组织外伤、开放性骨折等。4、膝关节镜，各种各样骨折固定术等伤口。5、抢救外伤清创手术。多用途创伤清洗设备，主要运用于急诊和医院各科室，对于多种多样环境污染的开放式皮下组织伤、及其浅部感染伤口创口，开展定量分析、低消耗地清理。根据患者的伤势，医务人员分辨并设置伤害程度、环境污染水平，挑选清理药水和清理水流量喷洒方式，由嵌入式开发及PLC或SCM相互配合液位传感器控制电机按特殊转速比推动离心水泵在规定工作压力-总流量工作部位稳定运行；通过不同喷嘴完成多种多样喷洒方式；以电磁阀组完成不一样清洁液的转换；手动式喷运行或停止清理，达到持续或脉冲清洗。动物咬伤冲洗机-动物咬伤清创机

(医疗创口冲洗机)机器设备特性1、适合各种各样术后伤口清创手术、针对急诊科创伤，工作压力清创手术对各类大规模清创手术、抢救、及各类术前术后的清创手术，清创手术快、清理、视线清楚，进而提升手术治疗品质，获得百忙中。2、超声波清创手术对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果十分明显，如糖尿病足病、窦道、瘘道、压疮、营养成分溃烂、外伤溃烂，而且防止伤口感染。3、超声波所产生的空化作用能有效去除、坏死组织，正常的机构无危害，推动正常的机构生长发育，做到清创手术目地，也就能迅速进入深层次机构。4、给提供新的方式，降低医务人员的任务量，加速医院病床存货周转

率，提升、部门经济效益。5、多用途清创手术机可控制成本、增加利润，减少时间，为患者节约开支、降低病苦，进而获得良好的社会效益和经济效益。6、甲类医疗保险报销。创伤清洗设备维护保养和维护

- 1、维持机器设备办公场所的空气流通、干燥、清洁，有益于机器的长期性运行及提升工作条件；
- 2、清洗液过度污浊时要妥善处理，定期清理槽体、贮液槽体污渍，维持清洗槽体及外观的清洁，可以提高清洗槽**性；
- 3、电器控制箱和设备通风孔避开水蒸气、腐蚀性物质、烟尘，定期进行用压缩气体清除残留的尘土；
- 4、按时检测清洗设备的绝缘性能，针对易衰老电气设备部件定期维护，查验电线接头，确保设备优良接地装置该项目需由具备工作经验的电焊工来操作；
- 5、按时恒流电源，确定合乎机器的电源电流规定，绕开在过高或过低不稳定电源下长时间工作；
- 6、含有过滤系统的机器，定期维护滤芯；