

胃肠多功能治疗仪（不规则频率）数字音乐胃肠治疗仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 胃肠多功能治疗仪（不规则频率）数字音乐胃肠治疗仪 |
| 公司名称 | 河南希彤医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 类型:治疗、改善类 功能:胃肠起搏点、中医贴敷 型号:CGP-III |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区优胜北路 |
| 联系电话 | 19937037270 19937037270 |

产品详情

数字化音乐电胃肠多功能治疗仪

型号：CGP-II

胃动力治疗仪是什么？

模仿人体副交感神经发出电信号作用在肠胃等消化道，来控制人体的消化系统，使肠胃起搏点产生跟随效应，使紊乱的肠胃活动恢复正常节律，从而达到治疗各种功能性肠胃疾病的目的

胃动力治疗仪说明

主要功效：

治疗消化不好、胃酸、胃胀、胃痛、不消化、嗝气、早饱、厌食、胃轻瘫、胃下垂、胃起搏动力弱（胃挪动动力不足）、胃节律紊乱综合症，以及肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性。

胃动力治疗仪工作原理

胃动力治疗仪工作原理是基于胃肠起搏点的电活动可被外加音乐电流刺激所驱动，以模仿人体副交感神经给肠胃电信号那样，对胃肠起搏点施加健康人体的胃电信号（这个信号叫拟生电信号），可分别对胃、肠起搏点进行起搏，促使紊乱的胃电活动产生跟随效应，以恢复正常节律，从而达到治疗各种功能性胃肠疾患的目的。

重庆腾跃医疗器械有限公司是全国一家从事研发、生产和销售多功能超声波清创治疗机的中外合资企业。公司自成立以来，经过不断努力已经拥有一支高素质、高学历、年轻化、化的研发团队，并与第医大

学和重庆大学建立了长期紧密的合作关系。公司拥有完善的检测手段和质量管理体系。

胃肠功能紊乱治疗仪临床应用

胃肠功能紊乱起病多缓慢，临床表现以胃肠道症状为主，胃神经官能症的患者多表现为：反酸、嗝气、厌食、恶心、呕吐、剑突下灼热感、餐后饱胀、上腹不适或疼痛，每遇情绪变化则症状加重。肠神经官能症又称肠易激综合征，为胃肠道*常见的功能性疾病。以肠道症状为主，患者常有腹痛、腹胀、肠鸣、腹泻和便秘、左下腹痛时可扪及条索状肿物，腹痛常因进食或冷饮而加重，在排便、排气、灌肠后减轻。腹痛常伴有腹胀、排便不畅感或排便次数增加，粪便可稀可干等症状。过去称此为结肠功能紊乱、结肠痉挛、结肠过敏、痉挛性结肠炎、黏液性结肠炎、情绪性腹泻等。

起病大多缓慢，病程常经年累月，呈持续性或有反复发作。临床表现以胃肠道症状为主，可局限于咽、食管或胃，但以肠道症状*常见，也可同时伴有神经官能症的其他常见症状。

胃肠功能紊乱治疗仪使用方法

1、首先将包装袋内的胃肠起搏专用电极贴片取出，揭开白色保护纸，取出两个药芯，放置在药拖铝箔凹槽内，一个凹槽放一片。然后将电极贴片贴敷于胃肠起搏点，再把一条治疗电极导线上的两个热疗电极板分别贴于两个电极上，即可开机治疗。

2、打开主机背面标有“开关”字样的电源开关，按下仪器上方的主机开关键听到“欢迎使用”后，仪器进入“操作界面”治疗前，先打开“输出一”、“输出二”下方对应的“ON/OFF”开关键，听到“通道一打开”。

3、然后依次选择确定治疗时间 治疗部位 治疗模式 治疗曲目 脉冲强度，仪器开始进入工作模式。

胃肠功能紊乱治疗仪注意事项

(一)心理治疗:对2/3病人有效。治疗胃肠功能性疾病的关键在于解除心理障碍调整脏器功能。如果患者怀疑或忧虑自己患了某种疾病，医生进行针对性检查，解除疑虑稳定了情绪，这本身也是一种治疗手段。

(二)支持疗法:除非患者全身情况很差，一般不需卧床休息。生活有规律，适当体育活动，可增强体质，加速神经功能恢复。神经性厌食者伴严重营养不良、鼻胃管进食又引起腹泻的患者，需静脉输入营养。高纤维素食物可缓解IBS病人的症状。

(三)药物治疗:短期给予三环类抗抑郁药对具有明显精神症状的患者有用，在痉挛性腹痛的IBS患者，抗胆碱能药物双环维林(dicyclomine)10~20mg, 3~4次/d可减轻餐后腹痛和便意窘迫;钙拮抗剂得舒特50mg 3次/d可减少餐后锋电位活动的增加，薄荷油0.2ml饭前服用，可松弛平滑肌均对腹痛有一定缓解作用，洛哌丁胺(易蒙停2mg 4次/d)对腹泻型IBS有效。

(四)中医治疗

1.神经性呕吐:如除呕吐外无其他见证，可用小半夏茯苓汤加减以止吐，对轻症患者有效。

2.吞气症:可用旋复代赭汤加减治疗。

3.肠激惹综合征:若有腹痛而泻，胁肋满闷及脉弦，则为肝脾不和，可用痛泻要方加减。若每天于黎明前腹鸣而泻、腹凉肢冷，舌淡脉弦细，为脾肾阳虚，用附子理中汤合四神丸加减进行治疗。