

专修各种品牌心电监护仪开机屏幕报警NIBP自检错误（厂家维修电话）

产品名称	专修各种品牌心电监护仪开机屏幕报警NIBP自检错误（厂家维修电话）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:飞利浦 型号:心电监护仪各种系列维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

专修各种品牌心电监护仪开机屏幕报警NIBP自检错误（厂家维修电话）

西门子/飞利浦/GE/迈瑞心电监护仪开机不显示维修，飞利浦心电监护仪开机屏幕黑屏不亮维修，飞利浦心电监护仪开机屏幕显示白屏/花屏维修，飞利浦心电监护仪开机屏幕显示ECG无波行维修，飞利浦心电监护仪心电图波形杂乱维修，屏幕显示的呼吸波行弱/呼吸信号弱维修，飞利浦心电监护仪心电扫描基线漂移/漂出显示屏区域维修，飞利浦心电监护仪模块通讯异常维修，初始化错误”、“通讯异常”、“线路脱落，飞利浦心电监护仪屏幕无显示，指示灯不亮维修，外接电源时，电池电压低报警，然后机器自动关机；SP02无法测量无数值（无血氧波行，无血氧数值）

故障现象 空氧混合器只连接一种气源时没有报警声。 分析及检修

在保证压缩空气在正常工作范围时，出现该故障的原因及解决办法如下：

- （1）是由于放气孔堵塞，处理方法是清除堵塞物；
 - （2）滤器入口有污物，处理方法是更换过滤器；
 - （3）报警器簧片断裂损坏，处理方法是更换簧片
- 分析及检修 低压报警在呼吸使用中很常见。故障出现时应首先检查气源供应的压力是否不足，如果不足，则需要调整气源压力确保供应压力正常。如果压力正常，则检查呼吸管道、测压管、以及与病人连接处是否漏气并做相应处理。经上述检查故障仍在，就应检查低压报警指示器位置是否设置正确，正确的设置应该低于吸气峰压2~3cm。