

瑞斯德 八杯溶出度仪 湖南八杯溶出度仪

产品名称	瑞斯德 八杯溶出度仪 湖南八杯溶出度仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

溶出仪是测量药品在溶解程度的仪器。溶出度仪是在体外对体内生物利用度进行研究和评价的有效的替代方法，也是保证和衡量固体口服制剂生产工艺及质量是否合理和稳定的一项重要手段。它以科学先进的测定手段替代了过去的崩解时限检查，从而提高了药品质量控制方法的科学性，保证了药品的临床。

溶出仪用途：可模拟人体进行、颗粒剂、及剂等药品溶出度仪的测定，还可以应用于食品及化妆品行业，进行必要的溶出度测试。溶出仪使用环境：药品检验部门、学校实验室、科研部门、及各大药厂的实验室。溶出仪工作原理：主机采用了双立柱升降传动的机械结构，外形美观，工作性能，湖南八杯溶出度仪，电路部分采用了颖的电路设计，钟控模块采用了先进的程序预置芯片，在实验时可预置单位时间控制和多段位时间提醒程序，自动化程序高，操作方便，性能优越，测试数据精度高。

一、试验准备

- 1、用户按前文介绍，进行了必要的用户设置、仪器设置、程序编辑后，即可进行溶出试验。
- 2、升起机头，向水浴箱中注水至刻度线，向各溶出杯中注入经脱气处理的溶媒，再将机

头下降至底位。

3、在5自动运行界面选择预先编辑好的程序，开始试验。

4、仪器自动进行水浴的循环加热，待溶媒温度稳定到设定值时，按用户6预约加热的设定，开始试验。

二、浆法自动运行：

1、用户根据实际需要，进行同步投药或序列投药个样品后，八杯溶出度仪多少钱，点击按键开始试验。进行同步投药，用户需要将全部样品放入投药孔内。进行序列投药时，用户先将样品放入1#投药孔，其余样品按程序设定的取样时间，八杯溶出度仪价格，依次放入相应的投药孔，八杯溶出度仪厂家，听提示音进行手动投药。

2、进行序列投药时，用户按程序设定的取样时间，听提示音进行手动取样。进行同步投药时，需在30秒内完成样品的取样、过滤。

3、试验结束后，仪器自动停止水浴加热并根据水温适时停止水浴循环。

在体内吸收速度常常由溶解的快慢而决定，固体制剂中的在被吸收前，必须经过崩解和溶解然后转为溶液的过程，如果不易从制剂中释放出来或的溶解速度极为缓慢，则该制剂中的吸收速度或程度就有可能存在问题，另一方面，某些药理作用剧烈，安全指数小，吸收迅速的如果溶出速度太快，可能产生明显的不良反应，维持的时间也将缩短，在这种情况下，制剂中的溶出速率应予以控制。

大多数口服固体制剂在给药后必须经吸收进入血液循环，达到一定血药浓度后方能奏效，从而从制剂内释放出并溶解于体液是被吸收的前提，这一过程在生物药剂学中称作溶出，而溶出的速度和程度称溶出度，从药品检验的角度上讲，溶出度系指从或等固体制剂在规定的溶剂中溶出的速度和程度。

瑞斯德(图)-八杯溶出度仪价格-湖南八杯溶出度仪由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！