

矫形器 安徽矫形器 合肥博尔康|表面光滑

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 矫形器 安徽矫形器 合肥博尔康 表面光滑 |
| 公司名称 | 合肥博尔康假肢矫形有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区濉溪路嘉华大厦B座7楼704室 |
| 联系电话 | 18556522861 18556522861 |

产品详情

如何穿戴矫形器？

在矫形器的下面穿一件贴身无缝纯棉T恤衫。衣服的长度要超过矫形器的长度。采取卧位穿戴支具。将矫形器置于身体侧面，矫形器医院，将其掰开穿入。调整好位置，注意支具的主要压力点置于正确的位置。将搭扣穿过扣环。一手推住矫形器的压力面侧，另一只手将与之对应的尼龙带拉紧。先系上下面的搭扣，再系上上面的，重复拉紧每个搭扣，直到矫形器穿到技师要求的位置。确保矫形器的位置合适，没有移位。如果穿戴半天后，矫形器安装，发现有所移位，躺下重新穿戴。防止皮肤受压破溃，当有局部疼痛、皮肤过分发红、发紫，立即停止佩戴矫形器，回工作室检查。

矫形器可以将躯干或四肢固定在一定的体位，从而起到稳定关节、支持身体体位、保护易损或受伤部位、利于损伤修复等作用。如或肌腱损伤、或后，使用矫形器固定关节于特定位置，利于损伤修复；常用的护腕、等护具有保护关节和软组织的功能。通过矫形器辅助增强部分运动能力，或代偿丧失的运动功能。如矫形鞋底加用弹簧弹片，可以在承重或运动加压时储存能量，当放松后弹簧弹片将力释放产生助动力。近年来已出现了利用气压或液压装置的动力矫形器，安徽矫形器，可以给患者在变换体位或移动时提供助力或动力。

下肢矫形器按安装部位共分为6种1、足矫形器 2、踝足矫形器3、膝踝足矫形器4、髌膝踝足矫形器 5、髌膝矫形器 6、膝矫形器

踝足矫形器病症：各类神经造成的足下垂、足外翻、足内翻、马蹄足等等

作用：（1）限制足下垂，稳定距上关节（2）矫正足内外翻，稳定距下关节（3）增强负重能力，矫形器价格，辅助站立，增强站立的稳定（4）对胫骨远端及足部进行免荷（5）改善步态，影响步行中的膝关节受力状态。

矫形器价格-安徽矫形器-合肥博尔康|表面光滑由合肥博尔康假肢矫形有限公司提供。矫形器价格-安徽矫形器-合肥博尔康|表面光滑是合肥博尔康假肢矫形有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。