

数字式粘度计厂家 天津永利达实验室设备 天津数字式粘度计

产品名称	数字式粘度计厂家 天津永利达实验室设备 天津数字式粘度计
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

粘度计适用于测量各种油脂、油漆、以及化妆品等行业以及大专

粘度计适用于测量各种油脂、油漆、油墨、涂料、塑料、浆料、橡胶、乳胶、洗涤剂、树脂、炼乳、奶油、以及化妆品等各种流体的粘度，是纺织、化工、石油、机电、、食品、轻工、建筑、等行业以及大专院校，科研单位的实验室，分析室的仪器。为保证粘度计的测量结果，定期的维护很关键，下面我们就来分享一些维护规则。

- 1.本仪器在常温环境使用
- 2.装卸转子时应小心操作，装拆应将连接螺杆微微抬起进行操作，天津数字式粘度计，不要用力过大，不要使转子横向受力以免转子弯曲。
- 3.装上转子后不要将一起侧放后倒放
- 4.连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁，否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。
- 5.每次使用完毕及时清洗转子。（不得在仪器上进行转子清洗）
- 6.装上转子后不得在无液体的情况下“旋转”以免损坏轴尖。

7.不得随意拆动调整仪器零件，不得自行加注润滑油。

超声波检测元件和电子仪器组成

超声波式粘度计：

由超声波检测元件和电子仪器组成。当电子仪器输出脉冲电流，激励浸入被测液体中的铁钴钒弹片，由于磁致伸缩效应（见压磁式传感器），产生了随时间衰减的机械振动。由测量电路测定弹片在液体中的衰减速度即可表示液体的粘度。检测元件耐温达 300℃，还耐高压和耐腐蚀。适用于化工、石油、造纸、橡胶、塑料、油漆和重油燃烧炉控制等。

粘度计的使用时注意如下

- 1、根据测定的粘度范围选择粘度标准液，并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证，数字式粘度计多少钱，或定期校验，以保证测量的准确性。可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品，精度 $\pm 1\%$ ，粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
- 2、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上)，右手旋转转子，这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝，数字式粘度计哪家好，这样可以延长仪器的使用寿命
- 3、取值要在数值比较稳定时，否则取得的数值会存在较大的误差
- 4、选择转子时，要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围接近，就选几号。

数字式粘度计厂家-天津永利达实验室设备-天津数字式粘度计由天津永利达实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津永利达实验室设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!