

ZB 1G智能崩解仪厂家 湖北ZB 1G智能崩解仪 天津市瑞斯德

产品名称	ZB 1G智能崩解仪厂家 湖北ZB 1G智能崩解仪 天津市瑞斯德
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

时间预置与控制

1)该仪器具有左、右两组吊篮，可分别独立进行崩解试验。与之相对应的左、右两个时间窗可分别显示出各自的试验实时或预置时间。通过时间控制键“+”、“—”、“启/停”键可进行时间的预置和试验的各种操作。

2)仪器自动设定预置时间为15分钟。按一下“+”或“—”键，时间窗显示出预置时间为“0:15”，持续4秒钟后重新显示为“0:00”。

3)若需重新设定预置时间，先按一下“+”或“—”键使显示预置时间，接着每按一下“+”或“—”键，可增或减1分钟；持续按下可快速增减。显示的预置时间可在0——9:59范围内循环改变。设定完毕4秒钟后重新显示“0:00”，为待机状态。

用户在使用崩解仪时，河北ZB-1G智能崩解仪，需要遵循一定的操作方法和规程，ZB-1G智能崩解仪多少钱，具体介绍如下：

1、准备工作

(1) 在水浴箱中放入无盐水至表示刻度。

(2) 将盛有所需溶液的1000ml烧杯放入水浴箱中。

(3) 将吊篮悬挂于金属支架上，调节水位高度，使吊篮上升时筛网在水面下25mm处，下降时距底25mm，然后取下吊篮备用。

2、正常工作

(1) 插上电源，然后按电源开关接通电源，此时电源指示灯应亮，ZB-1G智能崩解仪价格，时间显示窗应显示“0：00”，温度显示窗应显示水浴实际温度。潜水泵应运转。

(2) 按加热键启动加热器工作，此时，加热指示灯应亮，显示的温度值开始上升。（第二次按加热键为停止加热，加热指示灯灭）

(3) 按温度设定键（“+”表示增加温度，“-”表示降低温度）来查看或设定恒温值。
注：应使设定温度高于环境温度；温度达到设定温度时，加热指示灯会灭。

(4) 按时间设定键（“+”表示增加温度，“-”表示降低温度）来设定所需时间。

(5) 当温度达到预置温度后，ZB-1G智能崩解仪厂家，取六片药片，分别置于吊篮的六支玻璃管中，按药典规定需要加挡板的加上挡板，将吊篮悬挂于金属支架上，开启电机开关，崩解仪开始工作。

(6) 药片全部崩解时的时间即为该药片的崩解时限。

智能崩解仪的主要技术指标完全达到国内外同类仪器水平，性能，使用方便，附近齐全，价格低廉，是药品检验不可缺少的理想工具之一。智能崩解仪功能特点

1.结构合理--采用三杯并行结构，同时升降，位置调节方便，工作噪声低

2.智能控制--采用单片机对水浴温度自动控制；且可根据用户要求任意预置，调节方便，控温准确

3.自动控温--单片机对水浴温度自动控制，且可根据用户要求任意预置，调节方便控温准

确

4.过热保护--当水浴温度超过规定的范围时，仪器将自动停止工作，并发出声光报警

ZB-1G智能崩解仪厂家-湖北ZB-1G智能崩解仪-

天津市瑞斯德由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司是天津 天津市 ,仪器仪表元器件及器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞斯德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞斯德更加美好的未来。