

酶标仪 北京伯辉 贵州酶标仪

产品名称	酶标仪 北京伯辉 贵州酶标仪
公司名称	北京伯辉生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇辛力屯村北西路6号A区1211房间
联系电话	15001038753 15001038753

产品详情

酶标仪使用注意事项：

- 1、酶标仪使用时，首先确保仪器与计算机之间正确连接。
- 2、进行仪器外部清理时请务必关闭电源，以免触电。避免将液体泼溅到仪器上，液体的渗漏会造成仪器短路，如果有液体泼溅请立即清理。
- 3、冬季避免在过低室温下运行仪器，室温低于10℃，仪器开机会报警，请升高室温后再开机。
- 4、自动分液器使用前后，务必使用废液板进行管路清洗和废液承接，请妥善保管废液板。
- 5、检测样品如有强腐蚀性，请谨慎操作，防止泄漏损毁仪器电器元件。

酶标仪的分类

光吸收酶标仪：是用来进行可见光与紫外光吸光度的检测，特定波长的光通过微孔板中的样品后，光能量被吸收，而被吸收的光能量与样品的浓度呈一定的比例关系，由此可以用来定性和定量的检测，光吸收的检测技术成熟，成本低，操作简单，但是动态范围窄，灵敏度比较低，特异性不强，一般可见光和紫外光分别采用钨灯作为光源，酶标仪公司，而紫外/可见酶标仪是可以将两种光源进行切换，适应不同测量波长的需求。

荧光酶标仪：是用来进行荧光的检测，通过激发光栅分光后的特定波长的光照射到被荧光物质标定的样品上后，会发出波长更长的发射光，贵州酶标仪，通过发射光栅后到达检测器，荧光的强度与样品的浓度呈一定的比例，酶标仪报价，荧光检测灵敏度高，可实时检测，使用方便，检测模式多样，但是容易受外界干扰，激发光与发射光容易互相影响，干扰检测。

酶标仪的使用方法介绍

首先，多功能酶标仪需要放在一个干净、平整的工作台上，做到防尘、防潮、防晒、防震、防撞。在使用仪器时使用符合仪器需要的电压，电压不稳定的则使用稳压器，酶标仪原理，使输入酶标仪的电压保持稳定。对于多功能酶标仪使用方法通常分为4个步骤：

- 1、将酶标仪后部的电源开关打开，仪器将显示自检。等候1分钟预热。
- 2、将打印机开关打开，打印机自检，放置打印纸。
- 3、进行检测。
- 4、检测完毕后，关闭打印机电源开关及多功能酶标仪电源开关，并记录多功能酶标仪使用记录。

不同品牌型号的多功能酶标仪在具体使用上会存在一些差异，使用者应当严格遵守酶标仪厂家的操作规程进行使用，如仪器出现故障，应马上退出检测状态，立即向保管人员或负责人报告，查明原因，及时处理，不得擅自“修理”，并做好使用和故障情况登记及实验记录。

酶标仪报价-北京伯辉-贵州酶标仪由北京伯辉生物科技有限公司提供。北京伯辉生物科技有限公司在这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伯辉生物一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。