

## 液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）

产品名称	液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74026.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）产品说明-

在妇科腹腔镜手术中，特别是需要大量腹腔冲洗液的卵巢巧克力囊肿剥除术的患者，术中使用加温药水，可以有效减少患者术后体温下降、热能丢失和寒战发生率，从而避免因低温而造成患者多种并发症的发生，有利于患者的术后恢复，提升了手术室护理质量，对临床有指导性意义。福意联医用液体加温箱，微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度，并具有温报警功能，更安全，更放心。

### 液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）产品参数：

### 液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过

低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）相关-手术室的环境温度一般控制在22度左右甚至更低，这样才能为术者创造舒适的环境，而医生及巡回护士大多需要外加来“御寒”的。但对于病人来说，皮肤温度和环境温度相差过大，会使病人辐射和对流散热明显增加。剂本身可降低20%~30%的代谢率，加上全麻下体温调节及外周温度感受器传入中断，肌松下寒颤产热消失，这些因素均导致体温下降。有研究表明，在19-21度的手术室环境下，至少50%的手术里，都会出现患者低体温的现象，尤以全麻后第1小时体温下降优良为急剧。为了净化手术室空气减少微生物的滋生，采用层流设备来净化空气，经层流净化过的空气从手术床上方的进风口进入手术间，再从手术床向四周扩展，造成患者处于优良低温区域。术中输入大量低于体温的冷液体或温度较低的库存血，对患者体液造成“冷稀释”作用、大量使用室温冲洗液、非手术区暴露过多等等原因，都加速了患者体温的下降。相关文献报道，给成人静脉输入环境温度的液体100mL或200mL的血液，可使体温平均降低约0.25℃。液体恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）