

放疗期间：兴优喷剂使用面积超过照射野区域5厘米——常规3次减轻皮肤组织损伤程度，促进创面愈合

产品名称	放疗期间：兴优喷剂使用面积超过照射野区域5厘米——常规3次减轻皮肤组织损伤程度，促进创面愈合
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

床操作指南：

- 1.本产品属外敷喷雾剂，与肌肉注射比照，SOD的抗原性影响小，不会产生过敏症状。
- 2.本产品属水溶液型喷雾剂，每喷射量0.1mL，可定量分析给药，提议0.1mL/cm。依据需保养皮肤或黏膜总面积可以灵活把握，保证SOD使用量适度。
- 3.防止：.放化疗前一天广泛使用，对于放射性野内肌肤或黏膜（如口腔黏膜、鼻腔粘膜、肠道、阴道内等和外界互通肾管的潮湿内衬）喷漆，每日早、中、午、晚各一次。
- 4.医治 放疗期间：使用的面积超出照射野地区5公分——基本3次，放化疗前后左右10分钟之内各用1次，缓解肌肉组织伤害程度，促进创面愈合。
- 5、结束阶段 放疗后（2周）：照射野和周围肌肤——每日4次，早、中、午、晚，修护肌肉组织，缓解肌肤组织纤维化、色素沉淀。

6.提议A、B瓶配置后一个月内运用结束。

【放射性物质皮肤病】

男，30岁，基底细胞癌。经肿瘤放疗后，肌肤产生红疹子浮肿后组织坏死，产生反复性溃烂。溃烂底边有污浊的白色坏死组织块，剧烈疼痛且无法痊愈，应用兴优医疗x射线防护喷雾剂喷漆每日3次，放化疗前后左右10分钟之内各用1次，对伤口开展涂擦一周后，溃烂得到控制。坚持使用一个月后，肌肤基本上恢复过来，应用至放化疗完成后第3周。