# 克夫尼 理疗电极片厂家直销-型号齐全

产品名称	克夫尼_理疗电极片厂家直销-型号齐全
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河南郑州 生产定制:是 包装:袋装或者箱装
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

# 产品详情

作为理疗领域的厂家和服务商,郑州克夫尼生物科技有限公司引以为豪的产品之一即是我们的KFN系列电极片。作为一家专注于医疗器械的研发、生产与销售的公司,我们致力于为患者提供高品质且有效的理疗电极片,以解决各种疾病和痛苦。在这篇文章中,我们将为您介绍我们的产品功效、使用方法和注意事项,并提供相关的知识、细节和指导。

### 产品参数:

- 品牌: 克夫尼

- 包装: 袋装或者箱装

- 产地: 河南郑州

- 可售卖地: 全国

- 生产定制: 是

理疗电极片的功效作用

理疗电极片是一种以电刺激为基础的物理疗法,通过在特定部位施加电流刺激,调节神经和肌肉功能,缓解疼痛,促进血液循环和康复。我们的KFN系列电极片具有以下特点和功效:

1. 高导电性:我们的电极片使用先进的材料和技术,确保高导电性,从而提供稳定、均匀和有效的电流 传输。

- 2. 卓越的附着力:电极片采用特殊的胶粘剂,确保牢固地附着在皮肤上,不易脱落或移位,提供长时间 和稳定的理疗效果。
- 3. 安全舒适:我们的电极片材料柔软、舒适,不会引起过敏或刺激。同时,我们的产品经过严格的质量控制,确保使用的安全性和可靠性。

## 使用方法和注意事项

- 1. 在使用之前,请确保将电极片连接到专用的理疗设备或仪器上。
- 2. 清洁和准备皮肤:在贴上电极片之前,请确保皮肤干净、干燥,避免使用任何油脂或润肤剂。
- 3. 贴附电极片:将电极片贴附到需要理疗的部位。对于不同的治疗区域,可以选择不同的电极片尺寸和形状,以确保的贴附和效果。
- 4. 开始治疗:打开理疗设备的电源并调整适当的治疗参数,根据医生或理疗师的建议进行治疗。
- 5. 治疗结束后,小心地将电极片从皮肤上剥离,避免扯断或损伤。

#### 请遵循以上使用方法,并注意以下事项:

- 请遵循医生或理疗师的建议,不要过度使用电刺激治疗,以免引起不必要的伤害或刺激。
- 注意个人卫生,用完后请将电极片进行正确的清洁和存储,避免交叉感染。
- 请勿在破损的皮肤或伤口处使用电极片。
- 如有任何不适或过敏反应,请立即停止使用并咨询医生。

郑州克夫尼生物科技有限公司致力于为广大需求理疗电极片的患者提供高质量的产品和的服务。我们的 KFN系列电极片拥有多种规格和型号,适用于不同的治疗需求和人群。我们的产品经过严格的质量检测,并已获得相关认证和资质。

在选择理疗电极片时,选择优质的产品是至关重要的。我们郑州克夫尼生物科技有限公司作为一家的理疗电极片生产厂家,我们不仅提供高品质的产品,更注重为客户提供全方位的支持和指导。如果您有任何关于理疗电极片的疑问或需求,请随时与我们联系。我们的团队将竭诚为您提供帮助和支持。

### 常见问题解答:

1. 如何购买克夫尼理疗电极片?

您可以通过我们的官方网站或拨打我们的客服热线进行订购。我们的产品支持全国范围内的销售。

2. 电极片可以重复使用吗?

我们的电极片设计为一次性使用,建议每次使用后更换新的电极片,以确保卫生和效果。

3. 电极片对皮肤有什么影响吗?

我们的电极片采用舒适和安全的材料,不会对皮肤造成伤害或刺激。使用过程中,请根据使用说明进行

## 正确使用。

作为一家的理疗电极片制造商,我们致力于为客户提供高品质的产品和满意的服务。我们的产品已被广大客户认可和信赖,并在市场上拥有良好的口碑。无论您是个人用户还是医疗机构,我们都愿意为您提供适合的产品和解决方案。如果您对我们的产品有兴趣或有任何问题,请随时与我们联系。期待与您合作!

## 使用方法:

- 1、本产品为中医定向透药治疗仪、超声导入仪、脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、干扰电治疗等脉冲治疗仪以及其他带输出电极的理疗设备的配套使用产品
- 2、使用本品前,先清洁要粘贴的部位。
- 3、撕开包装袋将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好,揭开

护胶片,将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴切皮肤,导电效果更佳。

4、打开机器开关,按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关,

再取下粘胶片。

5、本产品为一次性用品,严禁重复使用。