

# 康复体表电极-怎么使用-详细解说

产品名称	康复体表电极-怎么使用-详细解说
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产定制:是 产地:河南郑州 品牌:克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

随着人们对康复理疗的需求日益增加，体表电极作为一种重要的脑循环耗材和经颅磁耗材，被广泛应用于康复领域。作为一名销售人员，我代表郑州克夫尼生物科技有限公司，希望大家详细解说体表电极的使用方法、作用、好处以及注意事项。

### 一、理疗用体表电极的好处和作用

体表电极是一种通过电流刺激来改善神经功能、促进康复的设备。它主要应用于神经病学、康复医学、运动医学等领域，可以收集和传输电流，对身体进行有效的刺激，从而实现康复目的。具体好处和作用如下：

- 1.改善神经功能：体表电极可以刺激身体的神经系统，帮助改善受损的神经功能，促进神经再生和恢复。
- 2.促进康复过程：通过电流刺激，体表电极可以帮助肌肉恢复力量和功能，促进康复过程，加速康复速度。
- 3.减轻疼痛：体表电极的刺激可以缓解疼痛，舒缓肌肉紧张，改善相关症状，提高患者的舒适度。

### 二、使用方法

- 1.准备工作：在使用前，请确保电极处于良好的状态，检查是否有损坏或松动的情况。同时，清洁患者的皮肤，确保皮肤干净干燥。
- 2.选择电极位置：根据实际需要，选择正确的电极位置。对于不同的症状和治疗目标，电极的位置也会有所不同。建议在医生或人士的指导下确定电极位置。

3.贴合皮肤：小心地将体表电极贴紧患者的皮肤，确保电极与皮肤紧密贴合，避免出现空隙。贴合时注意避免产生皱褶或过度拉紧。

4.调节电流强度：根据患者的耐受能力和治疗要求，逐渐调节电流强度。开始时应选择适当的低强度，并在患者的感受和反应基础上逐渐增加。

5.治疗时间：根据医嘱或使用说明，确定每次理疗的时间。在治疗过程中，可以根据需要逐渐调整和延长治疗时间。

### 三、注意事项

1.刺激强度控制：刺激强度过大可能导致不适或损伤，切忌过度刺激。建议始终根据患者的反应和感受来调整刺激强度。

2.皮肤过敏或损伤：如果患者出现皮肤过敏、损伤或不适等症状，请立即停止使用体表电极，并咨询医生或人士的意见。

3.使用范围限制：体表电极仅适用于医疗机构、康复中心以及合格的人员指导下使用，切勿私自进行康复理疗。

4.产品：选择优质的体表电极供应商，并仔细查看产品参数，确保其符合相关质量标准和安全规定。

郑州克夫尼生物科技有限公司所生产的体表电牌为克夫尼，包装规格为600袋/箱，型号为KFN系列，产地为河南郑州，可售卖地为全国，同时我们也提供生产定制服务，以满足不同客户的需求。

通过本文的介绍，希望能对体表电极的使用方法、好处、作用和注意事项有更详细的了解。康复体表电极作为一种重要的脑循环耗材和经颅磁耗材，能够在康复过程中发挥重要作用。然而，在使用过程中请务必遵循相关的操作指导和安全注意事项，以确保康复效果和患者的安全。如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

### 使用方法；

1、本产品为中医定向透药治疗仪、超声导入仪、脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、干扰电治疗等

脉冲治疗仪以及其他带输出电极的理疗设备的配套使用产品

2、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。

3、撕开包装袋将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开

护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴切皮肤，导电效果更佳。

4、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，

再取下粘胶片。

5、本产品为一次性用品，严禁重复使用。