

# 克夫尼\_理疗用体表电极-定向治疗电极-可贴牌

产品名称	克夫尼_理疗用体表电极-定向治疗电极-可贴牌
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号 :KFN系列 可售卖地 :全国 品牌:克夫尼
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

## 产品详情

作为一家从事理疗用体表电极生产的厂家销售人员，我代表郑州克夫尼生物科技有限公司，很荣幸能为您介绍我们的产品——克夫尼理疗用体表电极。

体表电极是一种常用于理疗领域的医疗耗材，它通过将电流传输到患者体表，将电能转化为生物能量，进而实现治疗作用。克夫尼理疗用体表电极旨在提供高质量的定向治疗电极，以帮助医疗人员进行脑循环和经颅磁治疗。

我们的产品参数包括品牌、包装、型号、产地、可售卖地和生产定制。克夫尼理疗用体表电极属于KFN系列，每箱包装数量为600袋。我们的产品产地位于河南郑州，全国范围内都可售卖。此外，我们的产品可进行定制生产，以满足客户的个性化需求。

使用克夫尼理疗用体表电极，您可以享受到以下好处和作用：

- 促进血液循环：**通过电能转化为生物能量，体表电极能够刺激神经末梢，促进血液循环，改善组织供氧和营养状况，从而加速康复过程。
- 缓解疼痛：**体表电极能够通过刺激神经末梢产生镇痛效果，帮助减轻疼痛感。
- 提高治疗效果：**克夫尼理疗用体表电极具有定向治疗的功能，能够准确作用于患者需要治疗的部位，增加治疗效果。

使用克夫尼理疗用体表电极的方法如下：

- 准备工作：**确保患者身体干燥和清洁，避免有任何的湿润物质附着在皮肤上。

2. 安装电极：将电极贴于患者需要治疗的部位上，确保贴紧皮肤且接触良好。
3. 调节参数：根据具体治疗需要，调节电流强度和治疗时间等参数，注意遵循医疗人员的指导。
4. 治疗过程：开启设备，开始进行理疗治疗。患者可能会感到轻微的刺痛或舒适感，这是正常的反应。

使用克夫尼理疗用体表电极时，还需注意以下事项：

1. 请在医疗人员的指导下正确使用体表电极，不要私自调节参数或使用时间。
2. 避免将电极贴在有创伤或损伤的皮肤上，以免引起不适或感染。
3. 使用前请检查电极是否完好，如有损坏请及时更换。
4. 治疗过程中如有异常症状出现，请立即停止使用并咨询医生。

作为一家专注于生产理疗用体表电极的厂家，我们致力于提供高品质的产品和服务。如果您对克夫尼理疗用体表电极或其他相关产品有任何疑问或需求，敬请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供相关知识、细节指导和解决方案。

我们真诚期待与您合作，共同为患者的康复事业贡献力量！

（文章字数：344）

注意事项；孕妇、心脏安装起搏器者、皮肤破坏者禁用;对本品过敏者慎用。

注意事项、警示及提示性说明

- 1、电极使用时应与皮肤紧密、均匀接触;
- 2、治疗中电极应避免接触伤口及瘀痕;3治疗中电极不可置于心脏前后;
- 4、使用时偶有过敏现象发生，如使用部位出现瘙痒、皮疹、水泡，应停止使用。