

1L分体式dfg-36-01负压吸引瓶聚酯材质优惠热销品

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 1L分体式dfg-36-01负压吸引瓶聚酯材质优惠热销品 |
| 公司名称 | 北京鸿博龙净科技有限公司 |
| 价格 | 120.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区地盛南街甲1号1号楼 二层A209 |
| 联系电话 | 010-56230117 13699284043 |

产品详情

1L分体式dfg-36-01负压吸引瓶125ML负压吸引器的使用说明：

1.将调压器调节到关闭的位置，然后接通气体终端 2.缓慢旋动调压器的旋钮，使集液瓶内形成负压，观察引流管的液体流动速度，调到合适的引流速度为止。

1L分体式dfg-36-01负压吸引瓶125ML负压吸引器的使用说明：

3.摆放好集液瓶，确保瓶盖盖紧不漏气，并确保不容易碰翻

4.为保证引流顺利进行，建议将集液瓶放置于低处，便于液体顺利流出。

负压吸引器的工作原理：1L分体式dfg-36-01负压吸引瓶125ML负压吸引器的使用说明：负压吸引器由调压器、集液瓶、软管等组成。集液瓶上有两个软管接口，一个接负压终端，一个接入工作腔体。当负压终端接通时，集液瓶内将产生空气负压，该负压将引导污物（如污血、痰等）从另一个软管流入集液瓶内。当集液瓶内液体高度达到一定高度时，集液瓶盖上的止流阀将开始工作，切断液体流入管路，从而防止集液瓶内液体过盈而溢出。

考虑到引流量的不同，可以将多个集液瓶级联，从而实现多量液体的抽取及储存。